

Litium



TECNOLOGÍA LITIO A SU ALCANCE



♣ Completas prestaciones:

Motor 180W – Baterías litio 20Ah

Velocidad max. 6km/h - Autonomía max. 25km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores.

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium



TECNOLOGÍA LITIO A SU ALCANCE

EL SCOOTER DESMONTABLE MÁS LIGERO DEL MERCADO:
PESO TOTAL 36kg



MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES
QUE LOS SCOOTERS CONVENCIONALES

TIPO BATERÍAS	PESO CAJA BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	AUTODESCARGA MENSUAL
Litio 20Ah	4 kg	25 km	6%
Gel/AGM 12Ah	10 kg	16 km	20%
Gel/AGM 20Ah	17 kg	20 km	20%

- ♣ Reducida tasa de autodescarga
- ♣ No presentan problemas de efecto memoria

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium



SENCILLAMENTE COMPLETO

DIMENSIONES COMPACTAS:

Longitud: 101cm
96cm (paragolpes desmontable)
92cm (recortable opcional)



CESTA PORTA OBJETOS



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE



ASIENTO GIRATORIO 360º

**SISTEMA
"STAND UP"**



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium

SENCILLAMENTE COMPLETO



**REPOSABRAZOS
ABATIBLES**

**REPOSABRAZOS
AJUSTABLES EN
ANCHURA**

**ASIENTO
REGULABLE EN
ALTURA**

**PALANCA
DESEMBRAGUE**



LUCES LED



RUEDINES ANTIVUELCO – PARAGOLPES – LLANTAS ALEACIÓN

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium


LIGERA Y TRANSPORTABLE



DISFRUTE DE SU
SCOOTER ALLÁ
DONDE VAYA



FÁCILMENTE
DESMONTABLE
EN 5 PARTES
(1 MINUTO)



FACILIDAD DE
CARGA
(PIEZA MÁS
PESADA: 13kg)



SIN ESFUERZO
SIN HERRAMIENTAS



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR LITIUM			
Longitud scooter	101-96-92 cm	Baterías litio	20 Ah
Anchura scooter	50 cm	Motor	180 W
Peso total	36 kg	Velocidad máxima	6 km/h
Peso baterías	4 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso asiento	6,5 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte delantera	12 kg	Manillar	barra
Peso parte trasera	13 kg	Diametro ruedas	19 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI	Color	azul metalizado
Anchura base asiento	44 cm	Retrovisores	NO
Profundidad base asiento	40 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	NO	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	NO	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	5	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



101 cm 50 cm 36 kg 100 kg Li 20Ah 180W 25 km 6 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO