

Mistral 7 y 10

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



Disfrute de la última tecnología: su chasis de aluminio y sus baterías de litio hacen de la Mistral una silla ultraligera y manejable sin renunciar al más completo equipamiento.

♣ Peso total silla: 23,8-24,2kg - Peso baterías extraíbles: 1,3-1,5 kg/ud

♣ Motores brushless: 2x200W - Baterías Litio: 2 x 6,6Ah/10Ah
Velocidad max. 6km/h - Autonomía max. 18km / 26km
Joystick digital - 5 velocidades - Intensidad progresiva

♣ Múltiples ajustes para su mayor comodidad.

Silla plegable para facilitar su transporte y almacenamiento.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral 7 y 10

LIGERA Y MANEJABLE



CHASIS ALUMINIO

- ♣ Estructura ultraligera
- ♣ Llantas aluminio
- ♣ Baterías integradas en carrocería
- ♣ Peso total silla: 23,8 kg / 24,2 kg
- ♣ Peso estructura silla: 21,2 kg
- ♣ Amortiguación delantera

BATERÍAS LITIO

- ♣ Ultraligeras y extraíbles:
 - Mistral 7: 1,3 kg/ud
 - Mistral 10: 1,5kg/ud
- ♣ Conector de carga en joystick o independiente en cada batería.
- ♣ Tecnología litio:
 - Menor peso, mayores prestaciones
 - Reducida tasa de autodescarga
 - Sin problemas de efecto memoria



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral 7 y 10

PLEGABLE Y TRANSPORTABLE



LONGITUD AJUSTABLE:



Silla abierta:
90cm



Reposapiés plegado:
80cm



Silla plegada:
40cm

RESPALDO PLEGABLE Y REPOSBRAZOS ABATIBLES:



Respaldo plegable: 92cm a 75cm

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral 7 y 10

COMPLETA Y VERSÁTIL



- ♣ Cinturón de seguridad
- ♣ Maletín porta-objetos
- ♣ Tejido anti-transpirante
- ♣ Banda reposapiernas
- ♣ Ruedines telescópicos
- ♣ Reposabrazos abatibles
- ♣ Reposapiés abatibles
- ♣ Respaldo abatible
- ♣ Llantas aluminio
- ♣ Baterías integradas



JOYSTICK CON DISPLAY DIGITAL

5 velocidades

Adaptable para diestros y zurdos

Intensidad de aceleración progresiva

Indicador de batería y avisador acústico

Joystick acompañante (opcional)

TRANSPORTABLE TIPO TROLLEY

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral 7 y 10



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBERCAR MISTRAL 7 y 10

Motor	2x200 W	Baterías	LITIO 2x7-10Ah
Velocidad max.	6 km/h	Chasis aluminio	SI
Autonomía max.	18-26 km	Joystick con display digital	SI
Longitud normal silla	90 cm	Longitud silla plegada	40 cm
Anchura normal silla	59 cm	Longitud con reposapiés plegado	80 cm
Altura normal silla	92 cm	Altura silla plegada	75 cm
Peso máximo recomendado	110 kg	Altura base asiento	54 cm
Peso total silla	23,8-24,2 kg	Peso batería litio (ud)	1,3-1,5 kg
Peso estructura silla	21,2 kg	Carga independiente de baterías	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	48 cm	Profundidad asiento	43 cm
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés extraíbles	NO	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera maciza	22 cm	Rueda delantera maciza	19 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Ruedines telescópicos	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Cesta porta-objetos	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO