

Mistral

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



Disfrute de la última tecnología: chasis de aluminio y baterías de litio hacen de la Mistral una silla ultraligera y manejable sin renunciar al más completo equipamiento.

♣ Peso total silla: 21,5kg - Peso baterías extraíbles: 1,3kg/ud

♣ Motores: 2x180W - Baterías Litio: 2x6Ah

Velocidad max. 6km/h - Autonomía max. 16km

Joystick digital - 5 velocidades - Intensidad progresiva

♣ Múltiples ajustes para su mayor comodidad.

Silla plegable para facilitar su transporte y almacenamiento.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral

LIGERA Y MANEJABLE



CHASIS ALUMINIO

- ♣ Estructura ultraligera
- ♣ Llantas aluminio
- ♣ Baterías integradas en carrocería
- ♣ Peso total silla: 21,5 kg
- ♣ Peso silla sin baterías: 19 kg

BATERÍAS LITIO

- ♣ Ultraligeras y extraíbles: 1,3 kg/ud
- ♣ Conector de carga en joystick o independiente en cada batería.
- ♣ Tecnología litio:
 - Menor peso, mayores prestaciones
 - Reducida tasa de autodescarga
 - Sin problemas de efecto memoria



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral

PLEGABLE Y TRANSPORTABLE



LONGITUD AJUSTABLE:



Silla abierta:
90cm



Reposapiés plegado:
80cm



Silla plegada:
31cm

ALTURA AJUSTABLE:



Barra acompañante regulable en altura: 89cm a 74cm

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral

COMPLETA Y VERSÁTIL



- ♣ Cinturón de seguridad
- ♣ Cesta porta-objetos
- ♣ Tejido anti-transpirante
- ♣ Banda reposapiernas
- ♣ Ruedines telescópicos
- ♣ Reposabrazos abatibles
- ♣ Reposapiés abatibles
- ♣ Respaldo abatible
- ♣ Llantas aluminio
- ♣ Baterías integradas



JOYSTICK CON DISPLAY DIGITAL

5 velocidades

Adaptable para diestros y zurdos

Intensidad de aceleración progresiva

Indicador de batería y avisador acústico

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Mistral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR MISTRAL			
Motor	2x180 W	Baterías	LITIO 2x6Ah
Velocidad max.	6 km/h	Chasis aluminio	SI
Autonomía max.	16 km	Joystick con display digital	SI
Longitud normal silla	90 cm	Longitud silla plegada	31 cm
Anchura normal silla	59 cm	Longitud con reposapiés plegado	80 cm
Altura normal silla	89 cm	Altura silla plegada	74 cm
Distancia entre ejes	46 cm	Altura base asiento	50 cm
Peso total silla	21,5 kg	Peso batería litio (ud)	1,3 kg
Peso estructura silla	19 kg	Carga independiente de baterías	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	51 cm	Profundidad asiento	43 cm
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés extraíbles	NO	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera maciza	22 cm	Rueda delantera maciza	15 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Ruedines telescópicos	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Cesta porta-objetos	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO