

Power Chair Sport Litio

SENCILLAMENTE COMPLETA



Disfrute del más completo equipamiento con un diseño deportivo y la mejor relación calidad-precio del mercado.

- ♣ Peso total silla: 35kg – Motor: 2x340W Sport – Baterías: Litio 20Ah
Velocidad max. 8km/h – Autonomía max. 25km
Display digital - Joystick con intensidad progresiva
- ♣ Tecnología litio: reducida tasa autodescarga, sin problemas de efecto memoria, menor peso y mayores prestaciones.
 - ♣ Múltiples ajustes para su mayor comodidad:
Plegable en anchura, altura y profundidad.
Reposapiés extraíbles, respaldo plegable...

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport Litio

TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO



MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES
QUE LAS SILLAS CONVENCIONALES



- ♣ Reducida tasa de autodescarga
- ♣ No presentan problemas de efecto memoria
- ♣ Mayor longevidad
- ♣ Mejor respuesta ante demandas exigentes (pendientes)
- ♣ Mayor autonomía/menor peso
- ♣ Proceso de carga más rápido
- ♣ Mejor tolerancia ante descargas profundas y cargas irregulares

POWER CHAIR LITIO vs POWER CHAIR GEL

TIPO BATERÍAS	PESO BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTODESCARGA MENSUAL
Litio 20Ah	4 kg	25 km	7 km/h	6%
Gel/AGM 2x24Ah	16 kg	20 km	7 km/h	20%

Con un peso total de tan solo 35kg y un sistema de plegado rápido (se pliega como una silla manual sin necesidad de manipular las baterías), hacen de este modelo una silla transportable, económica y con la habitabilidad y confort de una silla convencional.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport Litio

DISEÑO Y DEPORTIVIDAD



Carrocería y tapizados en color deportivo

Motores 340W Sport – Velocidad 8 km/h

Ruedas traseras neumáticas de 40cm

Llantas de aleación 'Sport'

Cubiertas negras

Toma USB en joystick para cargar el móvil

Joystick con display digital

Adaptable para diestros y zurdos

5 velocidades

Intensidad aceleración progresiva

Indicador carga de batería

Avisador acústico

Cinturón de seguridad

Joystick acompañante (opcional)

Bolsa porta objetos en el respaldo

Manetas para empuje manual

Respaldo y cojín acolchado anti-transpirantes



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport Litio

PLEGABLE Y VERSÁTIL



PLEGABLE EN LONGITUD

para que ningún ascensor se interponga en su camino:

Longitud normal: 100cm

Reposapiés plegables y extraíbles

- Longitud reposapiés plegados: 83cm
- Longitud reposapiés plegados y joystick extraído: 74cm



PLEGABLE EN ANCHURA

para guardar y transportar con facilidad:

Anchura normal: 68cm

- Anchura mínima: 37cm
(sin necesidad de desmontar las baterías)



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport Lito

PLEGABLE Y VERSATIL



PLEGABLE EN ALTURA

Plegable en altura para facilitar la carga en el maletero:

Altura normal: 96cm

➤ **Altura mínima: 73cm**



REPOSAPIES AJUSTABLES:

Plegables hacia arriba + Abatibles hacia afuera + Extraíbles +
Regulables en altura

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport Lito

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 93_42
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport Litio

DISEÑO Y DEPORTIVIDAD



ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR POWER CHAIR SPORT LITIO

Motor	2x340 W Sport	Baterías	LITIO 20Ah
Velocidad max.	8 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	25 km	Joystick con display digital	SI
Longitud normal silla	100 cm	Longitud mínima silla	74 cm
Anchura normal silla	68 cm	Anchura silla plegada	37 cm
Altura normal silla	96 cm	Altura silla plegada	73 cm
Peso máximo recomendado	110 kg	Altura base asiento	50 cm
Peso total silla	35 kg	Peso caja baterías	Integradas
Peso estructura silla	34 kg	Altura reposapiés regulable	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	43 cm	Profundidad asiento	43 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia afuera	SI
Reposapiés extraíbles	SI	Base reposapiés regulable en altura	SI
Rueda trasera neumática	40 cm	Rueda delantera maciza	20 cm
Reposabrazos abatibles	NO	Banda reposapiernas	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Manetas para empuje manual	SI
Bolsa portaobjetos en respaldo	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO