

Power Chair Sport

SENCILLAMENTE COMPLETA



Disfrute del más completo equipamiento con un diseño deportivo y la mejor relación calidad-precio del mercado.

- ♣ Motor: 2x340W Sport – Baterías: 2x24Ah
Velocidad max. 8km/h – Autonomía max. 20km
Display digital - Joystick con intensidad progresiva
- ♣ Múltiples ajustes para su mayor comodidad:
Plegable en anchura, altura y profundidad.
reposapiés extraíbles, respaldo plegable...

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport

DISEÑO Y DEPORTIVIDAD



Carrocería y tapizados en color deportivo
Motores 340W Sport – Velocidad 8 km/h
Ruedas traseras neumáticas de 40cm
Llantas de aleación 'Sport'
Cubiertas negras
Toma USB en joystick para cargar el móvil

Joystick con display digital
Adaptable para diestros y zurdos
5 velocidades
Intensidad aceleración progresiva
Indicador carga de batería
Avisador acústico
Cinturón de seguridad
Joystick acompañante (opcional)
Bolsa porta objetos en el respaldo
Manetas para empuje manual
Respaldo y cojín acolchado anti-transpirantes



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport

PLEGABLE Y VERSÁTIL



PLEGABLE EN LONGITUD

para que ningún ascensor se interponga en su camino:

Longitud normal: 100cm

Reposapiés plegables y extraíbles

- Longitud reposapiés plegados: 83cm
- Longitud reposapiés plegados y joystick extraído: 74cm



PLEGABLE EN ANCHURA

para guardar y transportar con facilidad:

Anchura normal: 68cm

- Anchura mínima: 37cm
(sin necesidad de desmontar las baterías)



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport

PLEGABLE Y VERSATIL



PLEGABLE EN ALTURA

Plegable en altura para facilitar la carga en el maletero:

Altura normal: 96cm

➤ **Altura mínima: 73cm**



REPOSAPIES AJUSTABLES:

Plegables hacia arriba + Abatibles hacia afuera + Extraíbles +
Regulables en altura

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair Sport

DISEÑO Y DEPORTIVIDAD



ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR POWER CHAIR SPORT

Motor	2x340 W Sport	Baterías	2x24Ah
Velocidad max.	8 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	20 km	Joystick con display digital	SI
Longitud normal silla	100 cm	Longitud mínima silla	74 cm
Anchura normal silla	68 cm	Anchura silla plegada	37 cm
Altura normal silla	96 cm	Altura silla plegada	73 cm
Peso máximo recomendado	110 kg	Altura base asiento	50 cm
Peso total silla	47 kg	Peso caja baterías	Integradas
Peso estructura silla	46 kg	Altura reposapiés regulable	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	43 cm	Profundidad asiento	43 cm
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia afuera	SI
Reposapiés extraíbles	SI	Base reposapiés regulable en altura	SI
Rueda trasera neumática	40 cm	Rueda delantera maciza	20 cm
Reposabrazos abatibles	NO	Banda reposapiernas	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Manetas para empuje manual	SI
Bolsa portaobjetos en respaldo	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO