

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR AURA 10 / AURA 20			
Motor brushless	2x250 W	Batería	LITIO 1x10Ah/1x20Ah
Velocidad max.	8 km/h	Chasis aluminio	SI
Autonomía max.	13km/26km	Joystick con display digital	SI
Plegado automático con mando	SI	Desplegado automático con mando	SI
Amortigüación delantera	SI	Código seguridad mando distancia	SI
Longitud normal silla	104 cm	Longitud con reposapiés plegado	84 cm
Anchura normal silla	62 cm	Longitud silla plegada	35 cm
Altura silla (respaldo regulable)	93-106 cm	Altura silla plegada	78 cm
Peso máximo recomendado	150 kg	Altura base asiento	54 cm
Peso estructura silla	25,7 kg	Peso batería litio (ud)	1,8kg/ 2,2kg
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	51 cm	Profundidad asiento	45 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Reposapies abatible hacia arriba	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapies extraibles (con tornillo)	SI	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera maciza	30 cm	Rueda delantera maciza	20 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Respaldo regulable en altura	SI
Respaldo reclinable (3 posiciones)	SI	Respaldo extraíble	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Cesta porta-objetos	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	SI (opcional)
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas





