

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR POWER CHAIR			
Motor	2x340 W	Baterías	2x24Ah
Velocidad max.	7 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	20 km	Joystick con display digital	SI
Longitud normal silla	96 cm	Longitud silla plegada	72-67cm
Anchura normal silla	64 cm	Anchura silla plegada	37 cm
Altura normal silla	90 cm	Altura silla plegada	71 cm
Peso máximo recomendado	110 kg	Altura base asiento	50 cm
Peso total silla	47 kg	Peso caja baterías	Integradas
Peso estructura silla	46 kg	Altura reposapiés regulable	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	46 cm	Profundidad asiento	44 cm
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia afuera	SI
Reposapiés extraíbles	SI	Base reposapiés regulable en altura	SI
Rueda trasera neumática	33 cm	Rueda delantera maciza	19 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Banda reposapiernas	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Manetas para empuje manual	SI
Bolsa portaobjetos en respaldo	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

