

KITTOS

SILLA ELÉCTRICA



RESPALDO ACOLCHADO
TENSIÓN AJUSTABLE
MEDIANTE CINTAS VENCRO
40 cm



ACCESORIO
RESPALDO NXT



RUEDAS ANTIVUELCO
DE SERIE



PLEGABLES
REGULABLES EN ALTURA



EXTRAÍBLES
GRADUABLES EN ALTURA
INDIVIDUALES



BOLSA DE TRANSPORTE
OBSEQUIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	KITTOS
LONGITUD TOTAL	104 cm (COUNTRY)
ANCHO TOTAL	64 cm (COUNTRY)
ALTURA TOTAL	99 cm (COUNTRY)
LONGITUD TOTAL	102 cm (URBAN)
ANCHO TOTAL	63 cm (URBAN)
ALTURA TOTAL	97 cm (URBAN)
RUEDAS DELANTERAS	200 x 50 mm (COUNTRY)
RUEDAS DELANTERAS	175 mm x 45 mm (URBAN)
RUEDA TRASERA	315 mm (12 1/2 x 2 1/4) (COUNTRY)
RUEDA TRASERA	280 X 48 mm (10") (URBAN)
PESO CON BATERÍA	29 Kg (COUNTRY) 25,5 Kg (URBAN)
VELOCIDAD MÁXIMA	8 Km/h
PESO MÁXIMO SOPORTADO	130 Kg
DISTANCIA AL SUELO	54 cm
ALTURA DEL RESPALDO	Mín 48 cm / Máx 64 cm
ALTURA REPOSABRAZOS ASIENTO	21 cm
RADIO DE GIRO	104 cm
FRENO	Electromagnético
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	46 cm
ANCHO DEL ASIENTO	44 cm
POTENCIA DEL MOTOR	200 w - 4500 R.P.N.
BATERIA	20 Ah / 30 Ah
PESO BATERIAS	(4,3 Kg-30Ah) (3,8 Kg-20Ah)
AUTONOMIA	25 Km / 35 Km
CARGADOR	2Ah - 24V . LI-ION

La silla eléctrica plegable más ligera y compacta del mercado

KITTOS, la silla eléctrica número uno de ventas en España, con cinco años de garantía en el chasis. Es la silla ideal para viajar, plegable en solo 5 segundos, con un tamaño compacto que permite guardarla en su bolsa, de esta manera su transporte es más sencillo y práctico.

Cuenta con dos opciones de batería, una de 20Ah que brinda autonomía de 25 km y la segunda opción de 30 Ah con una autonomía hasta 35Km, ofreciendo libertad en los desplazamientos.

El Joystick se ajusta en el respaldo, de esta manera el acompañante de los usuarios dependientes, podrán dirigir la KITTOS.

KITTOS COUNTRY viene con ruedas traseras de 315mm macizas o neumáticas KITTOS URBAN viene con ruedas traseras de (10") 280x48mm neumáticas.

Diponible en color Plata, Negro, Blanco y Naranja

No necesita desmontar las ruedas antivuelvo para su plegado

URBAN 40 cm
COUNTRY 40 cm



URBAN 76 cm
COUNTRY 82 cm