

Navix Tracción delantera

Sillas de ruedas electrónicas



Mejor maniobrabilidad gracias a sus grandes ruedas delanteras motrices

La silla Navix permite un mejor giro en interiores y una mejor superación de obstáculos en exteriores.

Navix se ajusta a las necesidades de cada individuo y facilita las transferencias.

Navix es tan compacta que incluso cabe en un maletero de un coche pequeño.

- Mejor superación de obstáculos
- Mejores giros
- Fácil de montar
- Anchura total de 580 mm
- Distancia al suelo de 60 mm
- Ajustable a las necesidades del usuario



Basculación y reclinación eléctrica (opcional)



Mando abatible LE - Sólo para modelos estándar



Opcional: BZ7-E reposapiernas elevables eléctricos




Ruedas delanteras grandes, con cubiertas de tacos, para un mayor agarre en superficies exteriores

Opción: Reposapiernas elevables



2x12V 50Ah 2x220W 6 km/h 20 km 9° 60 1250

Amplia gama de accesorios y opciones.



580	400	260-350	400/450/500	380-500	580	330-400	1010	79 kg	130
580	450	260-350	400/450/500	380-500	580	330-400	1010	79 kg	130
630	500	260-350	400/450/500	380-500	580	330-400	1010	79 kg	130

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

