

# ROYALE 4 & 3

SCOOTERS

“Experiencia de conducción excepcional”



CE



PANTALLA LCD DIGITAL



LLANTAS



DISEÑO ESTILIZADO

Los modelos ROYAL 3 and 4 son dos de los modelos con mejor movilidad de la gama DRIVE poseen un gran rendimiento; alimentado por baterías de 70am, que proporcionan un rango de hasta 60Km\*. Estas modernas Scooters, poseen una moderna pantalla LCD digital en la que podrá ver la velocidad, la cantidad de energía, odómetro, temperatura, luces traseras y otros diagnósticos.

**drive**  
www.drivemedical.es

Los Scooters Royal de DRIVE suspensión trasera extra grande y ruedas de 40 cm. Dispone de un asiento deportivo ergonómico y fuerte. El resultado salta a la vista fácilmente. Brinda una excepcional experiencia de conducción.

- Rango máximo de 52Km\*
- Top speed of 8mph\*
- 185kg de capacidad
- Suspensión completa
- Pantalla digital
- Asiento deslizante y rotatorio
- Barra Delta
- Indicadores de alto nivel

- Diseño estilizado
- Baterías de 70ah
- Disponible en 4 colores
- Reducción automática de velocidad de seguridad en giros
- Ruedas de 40 cm
- Reposabrazos ajustables

- Timón regulable por palanca
- Retrovisores
- Indicada para uso en carretera
- Asiento confortable, reclinable de fácil ajuste
- Cabezal ajustable en altura
- Cesta trasera opcional




## ESPECIFICACIONES

Código: HW002  
Descripción: ROYALE 4




Longitud  
158cm



Alto  
135cm



Ancho  
73cm



Capacidad de peso  
185kg



Peso  
149kg



Grado de Escalada  
10°




Alto hasta el suelo  
150mm

## ESPECIFICACIONES

Código: HW001  
Descripción: ROYALE 3




Longitud  
158cm



Alto  
135cm



Ancho  
73cm




Capacidad de peso  
185kg



Peso  
149kg



Grado de Escalada  
10°



alto hasta el suelo  
150mm

Colores opcionales



ROJO



BLANCO



PLATEADO



NEGRO

Código: LL158

Si quieres conocer mejor este producto, contacta con tu distribuidor más cercano:

Tenemos una política de mejora continua de los productos y por lo tanto se reserva el derecho de modificar diseño y especificaciones sin previo aviso. Todos los tamaños y pesos indicados son nominales. Salvo errores gráficos. Debido a las limitaciones de las fotografías y de los procesos de impresión, es posible que no sean 100% reales.