

FORTA[®]

FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S. L

basic

R 600



CARACTERÍSTICAS GENERALES - basic - R-600

Silla de ruedas fabricada en polímero de alta resistencia y aluminio, lo que le confiere gran resistencia a la vez que elasticidad.

Ésta elasticidad da al usuario un gran confort ya que absorbe las irregularidades del terreno actuando como un amortiguador impidiendo de esta manera la repercusión de los golpes.

Gracias al sistema de plegado de la silla (con dos cruces horizontales de aluminio) el usuario puede en un momento dado estrechar ésta hasta sus caderas para pasar por un lugar angosto y volver a abrirla después.

Los reposapiés regulan su altura sin necesidad de herramientas, siendo además escamoteables hacia dentro o fuera y extraíbles.



Carenado **basic**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Chasis corto plegable.
- Carenado Basic.
- Tapizado nylon negro.
- Respaldo fijo.
- Reposabrazos desmontables rectos largos.
- Reposapiés regulables, escamoteables y extraíbles.
- Ruedas traseras de 24" (600 mm.) de hierro macizas fijas.
- Ruedas delanteras de 200 mm. Macizas fijas.
- Puños de goma-espuma.
- Palanca de pie.
- Resistencia 125 kg.
- Tallas: 38 - 41 - 44 - 46 cm. *

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Respaldo abatible con levas.
- Ejes extraíbles (Quick Release) en ruedas traseras.
- Asiento inodoro.
- Reposapiés elevables.
- Reposacabezas nylon.
- Doble aro hemipléjico.
- Antivuelco.



13'5 kg.

Altura total	Longitud total	Altura asiento al suelo	Profundidad asiento	Ruedas traseras	Ruedas delanteras	Longitud sin reposapiés	Ancho asiento *	Ancho total *	Altura tela respaldo
93 cm.	111 cm.	49'5 cm.	43 cm.	24"	200 mm.	81 cm.	Según talla	Según talla	40 cm.

* Talla: 38 = 56 cm. ancho total. - Talla: 41 = 59 cm. ancho total. - Talla: 44 = 62 cm. ancho total - Talla: 46 = 64 cm. ancho total.

FORTA se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los componentes de estos productos sin previo aviso.