



# ZIPPIE SALSA

NUESTRA GAMA DE  
SILLAS DE RUEDAS  
ELÉCTRICAS INFANTILES



# MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA LOS MAS PEQUEÑOS





Las sillas de ruedas eléctricas para niños ZIPPIE son las compañeras ideales en la búsqueda de aventuras. Robustas, compactas y fáciles de manejar. Con elementos ajustables para acompañar el crecimiento del niño, múltiples opciones eléctricas y un sistema de control capaz de interactuar con el entorno que los rodea. La energía que necesitan los más pequeños para mejorar su autonomía tanto dentro como fuera de casa.

## ZIPPIE *SALSA M<sup>2</sup>*

// La silla eléctrica infantil con tracción central. Maniobrabilidad en interiores y conducción suave en terrenos irregulares.



## ZIPPIE *SALSA Niñi*

// Con una anchura total de ¡solo 52 cm!  
La silla eléctrica infantil con tracción central más compacta.



## ZIPPIE *SALSA R<sup>2</sup>*

// Robusta y potente. La silla eléctrica infantil con tracción trasera ideal para exteriores.





# ZIPPIE **SALSA M<sup>2</sup>**

---

Suspensión independiente en las 6 ruedas y tecnología anti-balanceo. La silla eléctrica infantil con tracción central Zippie Salsa M2 ofrece maniobrabilidad en interiores y una conducción suave en terrenos irregulares.

La silla de ruedas eléctrica ZIPPIE Salsa M2 ofrece la mejor maniobrabilidad en interiores. Gracias a la tecnología de Tracción Central y a las dimensiones compactas de su base, se consigue un radio de giro reducido (67 cm) que permite al niño desenvolverse perfectamente en espacios pequeños y una altura mínima de asiento al suelo para un mejor acceso a mesas. Pero eso no es todo. ZIPPIE Salsa M2 proporciona además un gran rendimiento en exteriores. Su increíble sistema de suspensión proporciona una conducción muy suave y estable incluso en terrenos irregulares o pendientes, superando bordillos de hasta 7 cm.

# ÁGIL. COMPACTA. AJUSTABLE

## // AJUSTABLE AL CRECIMIENTO

La unidad de asiento es totalmente ajustable en anchura y profundidad para adaptarse al crecimiento del niño.

## // ALTURA MÍNIMA DE ASIENTO

Con una altura muy reducida de sólo 40 cm desde la base del asiento (sin módulos), y ajustable para adaptarse a cualquier mesa de trabajo o juego.

## // ANTI-BALANCEO Y SUSPENSIÓN

El sistema anti-balanceo de la base ofrece estabilidad, minimizando los movimientos del cuerpo del niño y aumentando, por tanto, su seguridad.



## // 4 COLORES DE ARMAZÓN

Azul, rojo, blanco o negro mate.





# ZIPPIE

## **SALSA M2 Mini**

---

Di adiós a los problemas de espacio sin renunciar al rendimiento en exteriores.

Con una anchura total de solo 52 cm, Zippie Salsa M2 Mini es la silla eléctrica infantil con tracción central más compacta!!

Esta silla ofrece una increíble maniobrabilidad en interiores y a través de espacios estrechos como puertas o ascensores gracias a su base de solo 52 cm de anchura y al reducido radio de giro que proporciona la tracción central (apenas 52 cm con reposapiés a 90°).

Pero el hecho de que sea compacta no significa que se deba renunciar por ello al rendimiento. Zippie Salsa M2 Mini utiliza la misma base que la Zippie Salsa M2 (sólo que más estrecha), conservando así todas las prestaciones de ese modelo: tecnología antibalaceo, asiento multiajustable, suspensión en las 6 ruedas...

# LA TRACCIÓN CENTRAL MÁS COMPACTA

## // AJUSTABLE AL CRECIMIENTO

La unidad de asiento es totalmente ajustable en anchura y profundidad para adaptarse al crecimiento del niño.

## // ALTURA MÍNIMA DE ASIENTO

Con una altura muy reducida de sólo 40 cm desde la base del asiento (sin módulos), y ajustable para adaptarse a cualquier mesa de trabajo o juego.

## // ANTI-BALANCEO Y SUSPENSIÓN

El sistema anti-balanceo de la base ofrece estabilidad, minimizando los movimientos del cuerpo del niño y aumentando, por tanto, su seguridad.



sólo  
**52 cm**

## // BATERÍAS DE 36 AMP

Con velocidad de 6 km/h  
(10 km/h y 3,2 km/h opcionales)



## // 4 COLORES DE ARMAZÓN

Azul, rojo, blanco o negro mate.





# ZIPPIE **SALSA R<sup>2</sup>**

---

Robusta y potente. La silla eléctrica infantil con tracción trasera ideal para exteriores.

Gracias a sus potentes motores, y a su base con baterías de 60 Amp y ruedas de grandes dimensiones, la silla de ruedas eléctrica infantil ZIPPIE Salsa R2 garantiza un gran rendimiento en exteriores.

Además tiene un tamaño compacto que permite al niño atravesar puertas estrechas y moverse con facilidad entre el mobiliario del hogar. Con una anchura mínima de 60 cm (con ruedas de 12,5") y de 62 cm (con ruedas de 14"), y una altura reducida de asiento al suelo para un mejor acceso a mesas.





# TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR



## // SUSPENSIÓN

Suspensión ajustable para una conducción más cómoda

## // AJUSTABLE AL CRECIMIENTO

La unidad de asiento es totalmente ajustable en anchura y profundidad para adaptarse al crecimiento del niño.

## // RUEDAS DE GRANDES DIMENSIONES

Ruedas delanteras de 9" y traseras de 12,5 o 14" para moverse con facilidad en todos los terrenos.

## // MOTORES DE 6 Ó 10 KM/H

Potentes motores de 6 km/h o de 10 km/h opcionales, de 2 ó 4 polos.



## // BASE MODERNA Y COMPACTA

Disponible en 3 colores: azul, rojo y blanco







# UNIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE

El asiento de la Zippie Salsa es totalmente ajustable en anchura y profundidad, para poder así adaptar la silla al crecimiento del niño. Además se pueden regular: la altura y longitud de los reposabrazos, el ángulo de asiento, y la altura y ángulo del respaldo. También ofrece la posibilidad de instalar Jay u otros sistemas de asiento gracias al diseño especial de la base sólida. Sin olvidar una amplísima gama de opciones y accesorios para conseguir una funcionalidad y confort a medida del niño: elevación y basculación, reposacabezas, luces e indicadores, mesa-bandeja abatible...

Mesa-bandeja abatible y extraíble (opcional)



Reposabrazos abatibles standard que facilitan el acceso.



Módulo de elevación y basculación eléctrica opcional, con ajuste del centro de gravedad.

Asiento y respaldo Comfort opcional para un mayor confort y soporte postural.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ZIPPIE SALSA M2 / ZIPPIE SALSA M2 Mini / ZIPPIE SALSA R2 // SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PARA NIÑOS

<b>Peso máx. usuario:</b>	75 kg	<b>Velocidad máx.:</b>	6 km/h (10 km/h opcional)
<b>Anchura de asiento:</b>	Ajustable de 30 a 40 cm (en incrementos de 2 cm)	<b>Baterías:</b>	Salsa M2: 60 Ah Salsa M2 Mini: 36 Ah Salsa R2: 60 Ah (80 Ah opcionales)
<b>Profundidad de asiento:</b>	Ajustable de 30 a 40 cm (en incrementos de 2 cm)		
<b>Altura de asiento:</b>	Salsa M2 y Salsa M2 Mini: desde 40 cm Salsa R2: desde 41,5 cm	<b>Electrónica:</b>	VR2 standard, R-Net opcional
<b>Basculación de asiento:</b>	Manual: 0°, 3°, 6°, 9° Eléctrica opcional: 0° a 30° / -5° a 25°	<b>Radio de giro</b>	Salsa M2: 67 cm (con reposapiés a 90°) Salsa M2 Mini: 52 cm (con reposapiés a 90°) Salsa R2: 91 cm (con reposapiés a 90°)
<b>Altura de respaldo:</b>	41 cm (± 2,5 cm)	<b>Pendiente máx. seguridad:</b>	8° (14%)
<b>Reclinación de respaldo:</b>	Manual: -4° a 16° Eléctrica opcional: 0° a 30°	<b>Bordillos:</b>	Salsa M2 y Salsa M2 Mini: 7 cm Salsa R2: 10 cm
<b>Anchura total:</b>	Salsa M2: 61 cm Salsa M2 Mini: 52 cm Salsa R2: 62 cm (ruedas 14") / 60 cm (ruedas 12,5")	<b>Ruedas:</b>	Salsa M2 y Salsa M2 Mini: centrales de 13", delanteras y traseras 7" Salsa R2: traseras de 12,5" o 14"; delanteras de 9"
<b>Longitud total:</b>	Salsa M2: 112 cm (con reposapiés a 90°) Salsa M2 Mini: 100 cm (con reposapiés a 90°) Salsa R2: 107 cm (con reposapiés a 90°)	<b>Color de la carcasa:</b>	Salsa M2 y Salsa M2 Mini: Rojo, Azul, Blanco, Negro Mate Salsa R2: Rojo, Azul, Blanco
<b>Altura total:</b>	Salsa M2 y Salsa M2 Mini: 92,5 cm Salsa R2: 94,5 cm	<b>Peso de la silla:</b>	Salsa M2 Mini: Desde 97 kg (con baterías) Salsa M2 y Salsa R2: Desde 120 kg (con baterías)
		<b>Crash tested:</b>	Si (aprobadas para el transporte en vehículos según ISO 7176-19)

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España  
Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
www.SunriseMedical.es

