

DAKAR DUO 1483SCDUO

TEYDER

SCOOTER DEPORTIVO / SPORTIVE SCOOTER

PARA DOS PERSONAS
FOR TWO PEOPLE



CARACTERÍSTICAS

- + Ruedas deportivas de 14'.
- + Amortiguación independiente a las 4 ruedas.
- + Luces e intermitentes controlables desde cuadro de mando.
- + Radio de giro: 165cms.
- + Disponible para dos personas.

FEATURES

- + Sportive wheels 14'.
- + Independent suspension on 4 wheels.
- + Lights controlable from control set.
- + Radial turning area: 165cms.
- + Also available for 2 places.



ESP Silla para 2 personas.
ENG Seat for 2 people.

ESP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Autonomía hasta 56 Kms*.
- + Velocidad máx 15 Kms.
- + Peso soportado: 225Kgs.
- + Ruedas traseras y delanteras neumáticas de 14'.
- + Batería 12V/ 75 Ah * 2 uds.
- + Motor: DC24V, 650 a 2200W.
- + Pendiente máx: 10°

ENG

TECHNICAL FEATURES

- + Range up to 56 Kms*.
- + Maximum speed up to 15 Kms.
- + Supported weight: 225 Kg.
- + Rear solid wheels 14'.
- + Battery 12V/ 75 Ah * 2 units
- + Motor: DC24V, 650 to 2200W
- + Gradient: 10°

MEDIDAS / SIZES

						Velocidad Máxima Maximum speed	Autonomía* Range up		
152 cm.	76 cm.	135 cm.	86 cm.	40 cm.	104 cm.	15 km/h.	56 km.	225 kg.	150 kg.

* La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions
El fabricante se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso / The manufacturer has the right of changing any product feature without previous advice