



# ***E-PILOT***

CONVIERTE TU SILLA  
MANUAL EN UNA  
HANDBIKE ELÉCTRICA

**SPEED  
UP  
YOUR  
LIFE.\***

\*ACELERA TU VIDA.

# EXPERIMENTA EL DISEÑO

La primera impresión es muy convincente. La nueva handbike e-pilot de Alber convierte tu silla de ruedas manual en un vehículo deportivo en cuestión de segundos. Solo se necesitan unos simples pasos para acoplar el e-pilot a tu silla de ruedas y tener así la combinación de movilidad perfecta para la vida cotidiana. No pierdas más tiempo buscando una plaza de estacionamiento y olvídate de los problemas para entrar y salir del coche. El chasis robusto, la batería integrada y la potente rueda motriz se combinan a la perfección para crear un diseño deportivo con una ergonomía sofisticada. La rueda delantera de grandes dimensiones absorbe los impactos y supera obstáculos con mucha facilidad. Conclusión: ¡El e-pilot ofrece una alternativa de movilidad ecológica con el máximo placer de conducción!



■ ■ ■ MADE IN GERMANY






# SIGA AVANZAN



DO . . .



Llegar a su destino utilizando easynavi es solo una de las opciones que ofrece el Pack Mobility Plus. Más detalles en la página 16.

# MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Ir en un momento a la ciudad, visitar amigos o simplemente salir a pasear con el perro... todo es posible con el e-pilot. Las distancias más largas ya no serán un problema para ti gracias a las eficientes baterías de litio del e-pilot. Cuando llegues a tu destino, simplemente desacopla el e-pilot y usa tu silla de ruedas manual como de costumbre.



**DOMINA  
TU  
CAMINO...**



# DISFRUTA DE LA **LIBERTAD**

El e-pilot te ofrece un nuevo tipo de movilidad. La rueda delantera de gran tamaño te permite ampliar tus opciones: un camino de tierra o de adoquines ya no son obstáculos. Incluso ir por la acera ya no es un problema. La alta estabilidad de la dirección es el resultado de un sofisticado ajuste de la suspensión. ¡Supera límites y disfruta de tu nueva libertad!





MÁS  
RÁPIDO...



# ¡LLEGA MÁS RÁPIDO!

El Pack opcional Mobility Plus te llevará a tu destino de forma más rápida, asegurando un verdadero placer de conducción. Gracias a la combinación de la aplicación de movilidad y el smartphone, tendrás acceso a una función de navegación específica para sillas de ruedas y una extensión de velocidad de hasta 20 km/h. La función de modo crucero completa la experiencia permitiendo una conducción relajada en tramos más largos.

## FUNCIONES DEL PACK MOBILITY PLUS.



**Velocidad:** máxima velocidad hasta 20 km/h <sup>1)</sup>



**Modo crucero:** mantiene una velocidad constante



**easyNavi:** navegación para usuarios de sillas de ruedas



**Teléfono:** Llamadas y mensajes SMS en la pantalla <sup>2)</sup>

El pack mobility Plus incluye un manual de usuario y el código de licencia para desbloquear las funciones adicionales de la aplicación gratuita de movilidad. <sup>3)</sup>

Para Android e iOS



<sup>1)</sup> La velocidad máxima permitida en las vías públicas depende de las normas de tráfico locales. Por favor consulta la legislación vigente en tu país. Alber y sus socios de ventas no aceptan ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento de las leyes nacionales de tráfico.

<sup>2)</sup> Solo con Android.

<sup>3)</sup> Todo lo que se requiere es un teléfono inteligente (Smartphone) con Bluetooth.



## PACK MOBILITY PLUS:

# FUNCIONES INTELIGENTES PARA CUANDO ESTÁS CONECTADO



## VELOCIDAD

- Aumenta la velocidad máxima hasta 20 km/h<sup>1)</sup>
- Nueva experiencia de conducción dinámica con el e-pilot



## MODO CRUCERO

- Mantiene una velocidad constante
- Fácilmente ajustable



## EASYNAVI

- Fácil navegación/ destino con rutas accesibles para sillas de ruedas.
- Uso intuitivo y visualización clara en la pantalla TFT a color.



<sup>1)</sup> La velocidad máxima permitida en las vías públicas depende de las normas de tráfico locales. Por favor consulta la legislación vigente en tu país. Alber y sus socios de ventas no aceptan responsabilidad en caso de incumplimiento de las leyes nacionales de tráfico.

# LA APLICACIÓN E-PILOT MOBILITY EL AYUDANTE INTELIGENTE


Inicia la aplicación de movilidad en tu smartphone <sup>2)</sup> y accede a toda la información en un vistazo. Además, la aplicación de movilidad contiene valiosos consejos y trucos para la vida cotidiana con tu e-pilot.

## GUIA:

- Breves instrucciones de uso
- Información de errores con sugerencias de soluciones
- Lista de distribuidores especializados en todo el mundo

## COCKPIT: <sup>2)</sup>

- Información sobre el estado de la batería y la autonomía restante
- Ordenador de viaje
- Registro de los recorridos



Descarga gratis

<sup>2)</sup> Todo lo que se requiere es un Smartphone con Bluetooth.

and App Store® son marcas registradas de Apple Inc.  
 and Google Play® son marcas registradas de Google Inc.



# VIDA INDEPENDIENTE

La estética deportiva y dinámica del e-pilot se ve resaltada gracias a los llamativos colores del chasis. Esto te permite adaptar fácilmente el e-pilot a tus deseos y preferencias. Todos los colores actualmente disponibles<sup>1)</sup> se pueden encontrar en nuestra página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es).






<sup>1)</sup> Los colores mostrados pueden diferir del original debido a las desviaciones de impresión. Nos reservamos el derecho de cambiar la selección de color de acuerdo a la disponibilidad.

# UN EQUIPAMIENTO COMPLETO

Incluso en la versión estándar, el e-pilot ofrece muchas funciones útiles, como el freno de disco, luces, claxon, conexión USB para cargar un smartphone y un pack de baterías fácilmente extraíble. La amplia gama de accesorios disponibles facilita la personalización del e-pilot según tus necesidades personales. Puedes encontrar una descripción completa de todos los accesorios, así como información detallada en [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



# ACCESORIOS



- 01 | Bolsa de la compra 02 | Luz delantera Supernova 03 | Bolsa compacta  
04 | Apoya mano para puño de aceleración 05 | Pack de seguridad  
06 | Retrovisor 07 | Luz trasera 08 | Soporte botella 09 | Porta equipaje

## DETALLES

### Simplemente acopla tu silla de ruedas

Un sistema de montaje modular permite la combinación con una variedad de diferentes modelos de sillas de ruedas. Acopla fácilmente el e-pilot a tu silla de ruedas.



### Sistema de anclaje para conectar el e-pilot a la silla de ruedas

Las abrazaderas que se muestran en negro se fijan a los tubos del asiento de la silla de ruedas. El sistema de anclaje es fácilmente extraíble mediante pasadores. Su silla de ruedas permanece plegable.



### Acopla y desacopla en dos pasos:

ACOPLA Y DESACOPLA  
**SOLO 5 SEGUNDOS**



1. Acercar y acoplar



2. Empujar hacia adelante para bloquear y poder avanzar.

## DATOS TÉCNICOS

Peso máximo de la persona	max. 100 kg
Peso total permitido	max. 135 kg
Pendiente máxima	up to 10 %
Capacidad de frenado	up to 15 %
Velocidad <sup>1)</sup>	0.5 – 20 km/h: Velocidad estándar 10 km/h. Hasta 20km/h (Pack Mobility Plus).
Distancia Dependiendo de la superficie del suelo, el peso de la persona, la temperatura y el terreno	hasta 50 km
Peso total	18.4 kg
Peso total sin el pack de baterías	15.5 kg

<sup>1)</sup> La velocidad máxima permitida en las vías públicas depende de las normas de tráfico locales. Alber y sus socios de ventas no aceptan ninguna responsabilidad en caso de incumplimiento de las leyes nacionales de tráfico.

**CE** Cumple con la directiva médica europea 93/42/EWG



■ ■ ■ MADE IN GERMANY

Fabricado en Alemania por el líder del mercado en dispositivos de Ayuda a la Propulsión eléctrica.

## PUEDES CONFIAR EN EL E-PILOT

El e-pilot es un producto de la compañía Alber, especialista en dispositivos de ayudas a la movilidad portátiles y fáciles de usar. Los organismos independientes han probado y evaluado el e-pilot en cuanto a durabilidad, calidad y fiabilidad.

Lo más importante para nosotros son las pruebas de seguridad, como la que realiza la certificadora TÜV. Alber siempre garantiza la calidad del producto de acuerdo con las últimas normas para dispositivos médicos.



El e-pilot cumple con la directiva 93/42 / EEC y la directiva modificada 2007/47 / EC para dispositivos médicos y ha sido testado de forma voluntaria por TÜV Süd, según la versión actualmente válida de la norma del producto En 12184.

Nuestro compromiso con la calidad: ¡su seguridad! nuestra empresa está certificada según el estándar de gestión de calidad actual ISO 13485: 2016 para dispositivos médicos. Aseguramos la producción ecológica de nuestros productos gracias a nuestro sistema de gestión ambiental certificado ISO 14001.



**INVACARE, S.A.**  
C/Areny, s/n  
Poligono Industrial  
17460 CELRA (Girona), Spain  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

[www.alber.de](http://www.alber.de)