

# GRÚA BÁSICA E-130

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS

- **Grúa adaptada** para los pacientes que pesan hasta 130 kg
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 1,74 m
- **Confort:** amplia gama de ameses acolchados
- **Robusta:** gracias a los materiales y a un motor LINAK



## Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal



### Práctica:

- Ligera y compacta para domicilios y colectividades
- Fácil de desmontar en 2 partes
- Fácil de transportar y almacenar
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles
- Peso: 35,8 kg
- Rotación de la percha de 360°



### Seguridad:

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado
- Alarma sonora: aviso de batería baja
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MAX. PACIENTE	Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	NORMA	MOTOR	PESO
E130	102102043	50	174	110	70	80	12	130 Kg	7,5 cm	10 cm	ISO 10535 EN 12182	Linak IP54	35,8 Kg

### Una garantía de:

- 5 años para la estructura y los componentes eléctricos\*
- 1 año para las baterías\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



Virmedic S.L. Grupo WinnCare C/ Perellonet, 1 – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

Fabricado por



WINCARE  
S p a i n