



zippie® Salsa M2 Mini

Rev.1 Febrero 2017

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard

☐ = Opción con coste

○ = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 75 kg

PVP Rec: 6.022,18 €

TIPO DE BASE

Zippie SALSA M2 Mini
Tracción central
 ZMM010000



Foto con opciones

MEDIDAS

Anchura de asiento		Profundidad de asiento	
SW30	<input type="checkbox"/> 30 cm	SD30	<input type="checkbox"/> 30 cm
SW32	<input type="checkbox"/> 32 cm	SD32	<input type="checkbox"/> 32 cm
SW34	<input type="checkbox"/> 34 cm	SD34	<input type="checkbox"/> 34 cm
SW36	<input type="checkbox"/> 36 cm	SD36	<input type="checkbox"/> 36 cm
SW38	<input type="checkbox"/> 38 cm	SD38	<input type="checkbox"/> 38 cm
SW40	<input type="checkbox"/> 40 cm	SD40	<input type="checkbox"/> 40 cm

Asiento ajustable en anchura y profundidad de 30 a 40 cm. Los ajustes se realizan independientemente, en incrementos de 2 cms.

ALTURA DE ASIENTO PRE-ESTABLECIDA

Alturas de asiento pre-establecidas de fábrica, medidas desde el suelo hasta la base del asiento (sin cojín)

Sin módulos

40 cm | Zippie Salsa M2 Mini

Con basculación eléctrica 30°

44 cm | Zippie Salsa M2 Mini

Elevación y basculación eléctrica

45,5 cm | Salsa M2

ASIENTO

STR020109	● Base de asiento sólida	Std
STR020120	● Cojín standard de espuma (5 cm grosor)	Std
ZMM020113	☐ Conjunto asiento y respaldo Jay Comfort (No posible para asientos de 40 de ancho con profundidades 30 o 32cm)	515,87 €
STR020110	○ Sin cojín	s/c

FUNCIONES DE ASIENTO

SAL130002	● Basculación manual (establecido de fábrica a 3°) (Ajustable 0°, 3°, 6° y 9°. Con ajuste del centro de gravedad)	Std
SAL130004	☐ Basculación eléctrica (De 0° a 30°) (Basculación de 0° a 30° con ajuste del centro de gravedad)	712,85 €
SAL130005	☐ Basculación eléctrica (de -5° a 25°) (Aumenta 30 mm la altura de asiento al suelo. No compatible con elevación)(con ajuste ctr. gravedad)	868,93 €
SAL130006	☐ Elevación y basculación eléctrica (Supone 2 opciones eléctricas, basculación de 0 a 30° y elevación de 30cm)(con ajuste ctr. gravedad)	2.045,18 €

RESPALDO

STR030301	● Tapicería de respaldo ajustable en tensión (alto 41cm) (ajuste en altura de 2,5cm arriba o abajo) (No posible con asiento y respaldo Jay Comfort) (sólo con cojín de espuma)	Std
STR030300	○ Sin tapicería de respaldo	s/c

FUNCIONES DEL RESPALDO

STR030018	● Respaldo Standard (Reclinable con herramientas de -4° a 16°, en incrementos de 3°)	Std
STR030026	☐ Respaldo reclinable eléctrico (0° - 30°, Ajuste en profundidad de 30 a 40 cm)	564,14 €

Zippie Salsa M2 Mini

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

		PVP
EMPUÑADURAS		
STR030212	● Con empuñaduras	Std
STR030213	○ Sin empuñaduras <i>(No posible con reposacabezas o con mandos de acompañante)</i>	s/c
REPOSACABEZAS		
STR030415	● Sin reposacabezas	s/c
STR030409	□ Reposacabezas con forma curva (almohadillado 20 x 12 cm) <i>(instalado en barra rigidizadora)</i>	322,64 €
REPOSABRAZOS		
STR040122	● Abatibles, ajustables en altura y ángulo, con almohadillado de 285 x 60mm	Std
ZMM040009	□ Protectores laterales desmontables <i>(26 cm)</i>	136,43 €
ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO		
ZMM030598	□ Soportes laterales rectos (10 x 10 cm) <i>(sólo con asiento y respaldo Jay Comfort)</i>	477,50 €
ZMM030599	□ Soportes laterales metidos 5 cm hacia dentro (10 x 10 cm) <i>(sólo con asiento y respaldo Jay Comfort)</i>	477,50 €
REPOSAPIÉS		
Reposapiés central		
ZMM050112	○ Reposapiés fijos con montaje central <i>plataforma abatible y almohadilla pantorrillera</i> (Longitud pierna de 14-36 cm) <i>(no posible con basculación eléctrica -5° a 25°)</i>	s/c
Reposapiés abatibles:		
ZMM050062	○ Reposapiés a 90° <i>(con plataformas de aluminio) (Longitud pierna 16-26 cm)</i>	s/c
STR050015	○ Reposapiés a 70° <i>(con plataformas de aluminio ajustables en ángulo) (Longitud pierna 34-48 cm)</i>	s/c
ZMM050016	□ Elevables manualmente <i>(con plataformas de aluminio) (Longitud pierna 16-26 cm)</i>	364,12 €
Tubos de extensión para reposapiés abatibles		
ZMM050063	○ Tubos de extensión para reposapiés a 90° <i>(ajustables en altura 30, 32.5 y 35 cm)</i>	s/c
ZMM050064	○ Tubos de extensión para reposapiés elevables manualmente <i>(ajustables en altura 30, 32.5 y 35 cm)</i>	s/c
MANDOS DE CONTROL <i>(Sólo para 6 km/h. No posible con 10 km/h)(retraíbles en paralelo)</i>		
VR2 (sólo hasta 2 opciones eléctricas; para más de 2 opciones eléctricas seleccionar R-net)		
Caja de control VR2		
STR110001	● Caja de control VR2 70 Amph	Std
Mandos VR2		
STR110012	● Mando VR2 <i>(compatible con hasta 2 opciones eléctricas)</i>	Std
STR110021	□ Mando VR2 para usuario y acompañante <i>(mando de acompañante montado siempre a la derecha)</i>	594,38 €
STR110020	□ Mando VR2 sólo para acompañante	136,43 €
Mando usuario montado a la: STR110052 ○ Derecha STR110053 ○ Izquierda		
Módulos auxiliares VR2		
STR110030	○ Módulo para luces e indicadores <i>(Siempre con luces e indicadores)</i>	s/c
R-Net (recomendado para más de 2 opciones eléctricas) (Siempre con 10 km/h)		
Caja de control R-Net		
STR110003	○ Caja de control R-Net 90 Amph	s/c
STR110009	□ Sistema de control de tracción R-net Traction Control System (GYRO) <i>(necesario siempre con 10 km/h)</i>	384,62 €
Mandos R-Net		
STR110018	□ Mando R-net	405,75 €
STR110017	□ Mando R-net con pantalla color LCD <i>(con opciones eléctricas o luces, seleccionar módulo auxiliar) (pantalla a color con luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)</i>	545,70 €
STR110021	□ Mando para usuario y acompañante <i>(Necesario seleccionar también el tipo de mando R-net para el usuario) (Sumar al precio del mando para usuario y acompañante, el precio del mando de usuario seleccionado previamente)</i>	594,38 €
STR110020	□ Mando R-Net sólo para acompañante <i>(Necesario seleccionar también el tipo de mando R-net para el usuario)</i>	136,43 €
Mando usuario montado a la: STR110052 ○ Derecha STR110053 ○ Izquierda		
Módulos auxiliares R-Net		
STR110031	○ Módulo para luces e indicadores <i>(en el caso en que sólo se requieran luces e indicadores)</i>	s/c
STR110032	○ Módulo para luces e indicadores y opciones eléctricas <i>para luces e indicadores y más de 2 opciones eléctricas)</i>	s/c
SAL090068	□ Módulo para Bluetooth (Android y Windows) <i>(control del ratón mediante Bluetooth)</i>	488,25
PANTALLA OMNI PARA R-NET (con función por infrarojos)		
ZMM110101	□ Pantalla OMNI	1.015,03 €
Montaje delantero		
STR110110	○ Flexible <i>(extensión max de 30 cm)</i>	s/c
STR110122	Der. Izq. ○ ○ STR110121	s/c
IDIOMA DE LA PANTALLA R-NET		
STR119003	○ Español	
STR119004	○ Portugués	
LUCES E INDICADORES		
SAL110209	● Sin luces	Std
SAL110201	□ Luces de LED's	532,19 €
		Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2017 2/3

Zippie Salsa M2 Mini

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

		PVP
RUEDAS		
SAL070054	○ Ruedas delanteras y traseras de 7" macizas, centrales de 12.5" macizas	s/c
SAL070055	○ Ruedas delanteras y traseras de 7" macizas, centrales de 12.5" neumáticas	s/c
MOTORES		
SAL100705	● 6 km/h	Std
SAL100603	□ 10 km/h (2 polos) <small>(siempre con mando R-NET y sistema de control de tracción Gyro)</small>	381,01 €
SAL100706	○ 3 km/h <small>(motores de 6km/h limitados)(para uso en interiores o usuarios inexpertos)</small>	s/c
COLOR DE LA CARCASA (Chasis siempre en color negro)		
SAL140002	○ Rojo	s/c
SAL140004	○ Negro mate	s/c
SAL140003	○ Azul	s/c
SAL140001	○ Blanco	s/c
BATERÍAS		
SAL160004	● Baterías de gel de 36 Amp	Std
CARGADOR		
SAL160101	● Cargador de 8 A	Std
SAL160109	○ Sin cargador	s/c
ACCESORIOS		
SAL090000	● Anclajes para el transporte en vehículos	Std
SAL090005	● Cinturón	Std
SAL090067	□ Espejo retrovisor	42,20 €
SAL090040	□ Mesa-bandeja abatible	226,65 €
SAL090069	□ R-Net receptor de Bluetooth para PC <small>(si el ordenador no tuviera bluetooth)</small>	48,69 €
Zippie Mini Salsa M2 Mini - PVP silla base	€
Precio de las opciones	€
Sin IVA		
IVA		
Precio total	€
		Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2017 3/3



STR030301
Tapicería de respaldo Standard



Conjunto asiento y respaldo
Jay Comfort



STR040142 Protectores laterales



ZMM030598 Soportes laterales



STR030213 Sin empuñaduras



STR030409
Reposacabezas



STR040122 Reposabrazos standrad



ZMM05062 Reposapiés abatibles a 90°



ZMM050112 Reposapiés centrales



Basculación eléctrica



SAL110201 Luces de LED's



Mandos VR2



Mandos R-net



STR110017
Mando R-Net con pantalla a color



Mando de acompañante



ZMM110101
Pantalla Omni



Caja de control 90 Amp



Caja de control 120 Amp



SAL090040
Mesa-bandeja abatible



STR110110
Montaje flexible pantalla Omni



SAL090068
Módulo para Bluetooth



Colores Zippie Salsa M2 Mini



SAL090067
Espejo retrovisor