

**PVP recomendado:
EUR 5.262.-**

Todos los precios en EUR, válidos desde
01/12/2017 hasta 31/12/2018,
IVA no incluido

Número de pedido:

B5 Silla de ruedas electrónica

Referencia: 490E75=0_AL01_C



Fotografía incluye accesorios

Presupuesto

Pedido

Dirección de facturación

Dirección de entrega

Delegado/a de ventas

Nombre

.....
Fecha

Firma

Equipamiento estándar

- 6 km/h, 7,2 km/h
(opcional 10 km/h ó 14 km/h)
- Electrónica VR2
- Tracción trasera (delantera opcional)
- Cargador
- Soporte de mando abatible en paralelo
- Ruedas guía macizas de 9"
- Iluminación
- Asiento estándar
- Cojín de asiento
- Reposabrazos con protector de ropa
- Reposapiés en dos piezas
- Suspensión a las cuatro ruedas
- Cinturón pélvico

Tipo de chasis			
EA004	<input type="checkbox"/>		Tracción trasera -
EA005	<input type="checkbox"/>		Tracción delantera 275.-

Tamaño de chasis			
EA007	<input type="checkbox"/>		Talla 1 (Ancho total: 60cm; carga máx. 140 kgs, baterías AGM) -
EA008	<input type="checkbox"/>		Talla 2 (Ancho total: 64cm; carga máx. 160 kgs) 182.-

Asiento			
EC001	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar Jr. (PA 34...40 cm, AA 34...40 cm) 748.-
EC002	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar, pequeño (PA 38...46 cm, AA 38 ...42 cm) -
EC003	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar, grande (PA 42...50 cm, AA 43 ...48 cm) -
EC004	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar, XL (PA 42...50 cm, AA 50...56 cm) 748.-
EC005	<input type="checkbox"/>		Asiento variable (AV) necesario para asientos Contour y gama Baxx (PA 38...58 cm, AA 38...54 cm, AR 45 cm, 51 cm, 53 cm, 55 cm) 801.-
EC006	<input type="checkbox"/>		Recaro n-Joy (respaldo con ajuste manual) 1.676.-
EC007	<input type="checkbox"/>		Recaro n-Joy-Plus (respaldo con ajuste manual y profundidad del asiento a elegir entre 38...56 cm.) Profundidad cm. 2.732.-

Sistema de asiento modular Recaro			
ED030	<input type="checkbox"/>		Respaldo LX (guías laterales regulables, con ajuste manual) 639.-
ED031	<input type="checkbox"/>		Respaldo LT (guías laterales regulables, con ajuste manual) 714.-
EC008	<input type="checkbox"/>		Superficie de asiento F (almohadillado plano, asiento cosido) 911.-
EC009	<input type="checkbox"/>		Superficie de asiento X (guías laterales prominentes, prolong. asiento) 1.060.-
EC010	<input type="checkbox"/>		Superficie de asiento W (almohadillado plano, prolongación asiento) 1.123.-

Profundidad asiento PA (cm)	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 56	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 58	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48
Anchura asiento AA (cm)	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 56	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48
Longitud pantorrilla LP cm (15...54 cm) sin cojín de asiento								

Cojines de asiento (solo asiento estándar)			
EC012	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento, funda negra (equipamiento estándar) -
EC013	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento con funda antiincontinencia 90.-
EC014	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Terra grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 222.-
EC015	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Terra Aquos grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 242.-
EC017	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Z-Flo grosor 7 cm, carga máx. 150 kgs 237.-
EC018	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Cloud grosor 11 cm 729.-
EC019	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Advantage grosor 8 cm, carga máx. 150 kgs 605.-
EC020	<input type="checkbox"/>		Asiento Contour con contorno suave grosor 7 cm 231.-
EC021	<input type="checkbox"/>		Asiento Contour con contorno profundo grosor 9 cm 231.-

Tapizado asiento con contorno			
EC022	<input type="checkbox"/>		Tapizado de tela -
EC023	<input type="checkbox"/>		Tapizado de cuero sintético 44.-
EC024	<input type="checkbox"/>		Tapizado antiincontinencia (se puede pedir en conjunto con el tapizado de tela) 29.-

Respaldo			
ED033	<input type="checkbox"/>		Respaldo adaptable -
ED034	<input type="checkbox"/>		Respaldo Contour con contorno plano 328.-

ED035	<input type="checkbox"/>		Respaldo Contour con contorno profundo	328.-
ED036	<input type="checkbox"/>		Respaldo gama Baxx (ver hoja de pedidos correspondiente)	consultar

Tapizado respaldo con contorno				
ED037	<input type="checkbox"/>		Tapizado de tela (solo respaldo con contorno profundo)	-
ED038	<input type="checkbox"/>		Tapizado de cuero sintético	44.-

Accesorios respaldo con contorno				
ED039	<input type="checkbox"/>		Refuerzo lateral	82.-
ED040	<input type="checkbox"/>		Soporte lumbar	63.-

Inclinación de asiento				
	<input type="checkbox"/>		-3°	
	<input type="checkbox"/>		0° (por defecto)	
	<input type="checkbox"/>		3°	
	<input type="checkbox"/>		6°	
	<input type="checkbox"/>		9°	

Basculación y elevación de asiento				
EC025	<input type="checkbox"/>		Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad	834.-
EC026	<input type="checkbox"/>		Elevación eléctrica de asiento (hasta 35 cm)	2.396.-

Altura respaldo	
Altura respaldo AR (cm)	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 57

Reclinación de respaldo				
ED046	<input type="checkbox"/>		Regulación mecánica mediante articulación (asiento estándar 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; asiento variable -5/0/10/20/30°)	-
ED047	<input type="checkbox"/>		Regulación eléctrica del ángulo del respaldo (excepto "Recaro N-Joy" - "N-Joy Plus" y asiento a medida)	706.-

Juegos de montaje para reposacabezas (no posible con asientos Recaro)				
EL001	<input type="checkbox"/>		"Goose Neck"	91.-
EL002	<input type="checkbox"/>		Multiaxial, acodado	81.-
EL003	<input type="checkbox"/>		Multiaxial, recto	77.-
EL005	<input type="checkbox"/>		Rock-n-Lock, abatible hacia abajo	284.-

Reposacabezas (requiere juego de montaje)				
EL006	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas pequeño	30.-
EL007	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas grande	39.-
EL009	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas cóncavo, talla M	125.-
EL011	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas con carcasa ABS, pequeño	148.-
EL012	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas con carcasa ABS, grande	184.-
EL013	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca, pequeño	38.-
EL014	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca, grande	44.-
EL015	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca con forma de "X", pequeño	44.-
EL016	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca con forma de "X", grande	44.-
EL017	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas cóncavo, ajustable, talla única	240.-
EL020	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas de tres piezas, reg. en ángulo, talla L	283.-

Cinturones				
EP001	<input type="checkbox"/>		Cinturón pélvico estándar	-
EP002	<input type="checkbox"/>		Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de metal	146.-
EP003	<input type="checkbox"/>		Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de plástico	131.-
EP004	<input type="checkbox"/>		Cinchas de sujeción	418.-

Arneses				
EP005	<input type="checkbox"/>		Arnés dinámico talla S	187.-
EP006	<input type="checkbox"/>		Arnés dinámico talla M	187.-
EP007	<input type="checkbox"/>		Arnés dinámico talla L	187.-
EP008	<input type="checkbox"/>		Arnés para pecho y hombros talla S	179.-
EP009	<input type="checkbox"/>		Arnés para pecho y hombros talla M	179.-
EP010	<input type="checkbox"/>		Arnés para pecho y hombros talla L	179.-
EP011	<input type="checkbox"/>		Arnés torácico estrecho talla S	174.-
EP012	<input type="checkbox"/>		Arnés torácico estrecho talla M	174.-
EP013	<input type="checkbox"/>		Arnés torácico estrecho talla L	174.-
EP014	<input type="checkbox"/>		Arnés para hombros talla S	195.-
EP015	<input type="checkbox"/>		Arnés para hombros talla M	195.-
EP016	<input type="checkbox"/>		Arnés para hombros talla L	195.-

Accesorios para Asiento Variable			
ED048	<input type="checkbox"/>		Manillares 63.-
Ajuste de reposapiés			
EB001	<input type="checkbox"/>		Reposapiés estándar -
EB002	<input type="checkbox"/>		Reposapiés elevables de forma mecánica, con compensación de longitud 596.-
EB003	<input type="checkbox"/>		Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, regulación separada 1.300.-
EB004	<input type="checkbox"/>		Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, regulación conjunta 1.300.-
EB005	<input type="checkbox"/>		Sin reposapiés -
Tipo de reposapiés			
EB006	<input type="checkbox"/>		Paletas individuales de plástico (carga máx. 140 kgs) -
EB007	<input type="checkbox"/>		Paletas individuales de aluminio (carga máx. 140 kgs) 135.-
EB008	<input type="checkbox"/>		Paletas individuales de aluminio, reforzadas 204.-
EB009	<input type="checkbox"/>		Paleta única de aluminio 146.-
Accesorios reposapiés elevable			
EB10	<input type="checkbox"/>		Acolchado lateral para reposapiés elevable 154.-
Baterías			
EU031	<input type="checkbox"/>		Baterías AGM 53Ah (C5) -
EU032	<input type="checkbox"/>		Baterías Gel 63Ah (C5, solo combinables con chasis t.2) -
EU033	<input type="checkbox"/>		Baterías AGM 63Ah (C5, solo combinables con chasis t.2) 824.-
EU034	<input type="checkbox"/>		Baterías AGM 75Ah (C5, solo combinables con chasis t.2) 1.373.-
Cargador			
EU041	<input type="checkbox"/>		Cargador 8A silencioso (solo para baterías AGM 53AH) -
EU042 / 44	<input type="checkbox"/>		Cargador 12A con clavija externa de carga magnética (montaje a la derecha) 690.-
EU043	<input type="checkbox"/>		Cargador 10A silencioso -
Horquillas ruedas guía			
EF001	<input type="checkbox"/>		Con suspensión -
EF002	<input type="checkbox"/>		Sin suspensión -
Ruedas guía			
EF005	<input type="checkbox"/>		9" neumáticas -
EF006	<input type="checkbox"/>		9" macizas -
EF007	<input type="checkbox"/>		10" neumáticas -
EF008	<input type="checkbox"/>		10" macizas 56.-
Ruedas de accionamiento			
EG001	<input type="checkbox"/>		14" neumáticas -
EG002	<input type="checkbox"/>		14" macizas 69.-

Color ruedas				
EG011	<input type="checkbox"/>		Gris	-
EG012	<input type="checkbox"/>		Negro	-

Superficie ruedas				
EG013	<input type="checkbox"/>		Ranuras (solo disponible en color gris)	-
EG014	<input type="checkbox"/>		Tacos	-
EG015	<input type="checkbox"/>		Ruedas guía con ranuras, de accionamiento con tacos	-

Color de la silla de ruedas				
002	<input type="checkbox"/>		Antracita metalizado	-
003	<input type="checkbox"/>		Negro profundo RAL 9005	-
004	<input type="checkbox"/>		Azul hielo	-
005	<input type="checkbox"/>		Naranja claro brillante	-
009	<input type="checkbox"/>		Rojo vino brillante	-
010	<input type="checkbox"/>		Azul marino	-
013	<input type="checkbox"/>		Negro profundo mate RAL 9005	-
014	<input type="checkbox"/>		Rojo golosina	-
016	<input type="checkbox"/>		Plata metalizado	-
017	<input type="checkbox"/>		Amarillo RAL 1023	-
018	<input type="checkbox"/>		Rojo señal RAL 3001	-
021	<input type="checkbox"/>		Verde manzana brillante	-
022	<input type="checkbox"/>		Blanco crema RAL 9001	-
023	<input type="checkbox"/>		Blanco puro RAL 9016	-
027	<input type="checkbox"/>		Gris shimano mate	-

Accesorios chasis				
EA010	<input type="checkbox"/>		Guardabarros para las ruedas de accionamiento	65.-
EA011	<input type="checkbox"/>		Guardabarros para las ruedas guía	34.-
EF021	<input type="checkbox"/>		Subbordillos	349.-
ES002	<input type="checkbox"/>		Kit para transporte en VTD	179.-

Bloqueo de dirección ruedas guía				
EF020	<input type="checkbox"/>		Bloqueo mecánico de giro de ruedas guía	347.-


Accesorios generales				
ES003	<input type="checkbox"/>		Bolsillo para el móvil	27.-
ES004	<input type="checkbox"/>		Portaobjetos	264.-
ES005	<input type="checkbox"/>		Soporte para bastón	84.-
ES006	<input type="checkbox"/>		Espejo retrovisor	128.-
ES007	<input type="checkbox"/>		Juego de herramientas	40.-
	<input type="checkbox"/>		Fuente de alimentación externa, montaje derecha	ver abajo
	<input type="checkbox"/>		Fuente de alimentación externa, montaje izquierda	ver abajo
ES010	<input type="checkbox"/>		Portavasos	27.-

ES011	<input type="checkbox"/>		Bomba Airman	158.-
ET001	<input type="checkbox"/>		Bocina amplificada	224.-
ES012	<input type="checkbox"/>		Mesa de terapia (abatible al lado contrario del montaje del joystick)	468.-

Conector para fuente de alimentación externa, derecha

ET002	<input type="checkbox"/>		12V	325.-
ET003	<input type="checkbox"/>		24V	127.-
ET004	<input type="checkbox"/>		USB	144.-

Conector para fuente de alimentación externa, izquierda

ET005	<input type="checkbox"/>		12V	325.-
ET006	<input type="checkbox"/>		24V	127.-
ET007	<input type="checkbox"/>		USB	144.-

Joystick

EU051	<input type="checkbox"/>		VR2 (70A), máximo dos funciones electrónicas	-
EU053	<input type="checkbox"/>		TEN° (120A), incluye módulo actuador EU056	1.929.-

Color Joystick TEN°

EU063	<input type="checkbox"/>		Color a elegir de nuestra gama	-
-------	--------------------------	--	---------------------------------------	----------

Botón externo para joystick TEN°

EU067	<input type="checkbox"/>		Piko button (diámetro 50 mm, rojo/negro)	170.-
EU068	<input type="checkbox"/>		Piko button (diámetro 30 mm, rojo/negro)	170.-

Soporte para joystick

EU070	<input type="checkbox"/>		Soporte mando recto (solo combinable con VR2)	39.-
EU071	<input type="checkbox"/>		Soporte mando abatible paralelo, reg. altura 2 cm	-
EU072	<input type="checkbox"/>		Soporte mando abatible paralelo, reg. altura 9,5 cm	82.-

Lado montaje joystick

	<input type="checkbox"/>		Izquierda	
	<input type="checkbox"/>		Derecha	

Accesorios joystick

EU080	<input type="checkbox"/>		Horquilla "Tetra", horizontal (regul. para un ancho de mano 70-90 mm)	121.-
EU081	<input type="checkbox"/>		Stick S80 (palanca especial de Joystick 80 mm)	52.-
EU082	<input type="checkbox"/>		Pelota de espuma (con funda negra)	96.-
EU083	<input type="checkbox"/>		Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm)	91.-

EU084	<input type="checkbox"/>		Pelota de golf grande (diámetro 48 mm)	113.-
EU085	<input type="checkbox"/>		Bola blanda, coloreada (diámetro 30 mm, 4 pzas.)	221.-
Módulos para joystick TEN°				
EU055	<input type="checkbox"/>		Módulo Input/Output	501.-
Accesorios joystick				
EU057	<input type="checkbox"/>		Mando para acompañante Lado de montaje: <input type="checkbox"/> izquierda <input type="checkbox"/> derecha	769.-
Iluminación				
EU020	<input type="checkbox"/>		Iluminación básica (faro frontal, montaje a la derecha)	-
EU021	<input type="checkbox"/>		Iluminación completa	499.-
Estabilización de conducción				
EF022	<input type="checkbox"/>		Mecánica	193.-
EF023	<input type="checkbox"/>		Electrónica (mediante giroscopio)	470.-
Accionamiento				
ET016	<input type="checkbox"/>		Accionamiento Performance	-
ET011	<input type="checkbox"/>		Accionamiento de alto rendimiento	1.433.-
Velocidad				
ET012	<input type="checkbox"/>		6 km/h	-
ET013	<input type="checkbox"/>		7,2 km/h	-
ET014	<input type="checkbox"/>		10 km/h	-
ET015	<input type="checkbox"/>		14 km/h (no combinable con tracción delantera, requiere joystick TEN° 120A)	-

Tabla de profundidad de asiento

Asiento	Profundidad de asiento												
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Estándar Jr	X	X	X	X									
Estándar pequeño			X	X	X	X	X						
Estándar grande					X	X	X	X	X				
Estándar XL					X	X	X	X	X				
Asiento variable			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recaro N-Joy plus			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X = combinable													

Tabla de anchura de asiento

Asiento	Anchura de asiento											
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Estándar Jr	X	X	X	X								
Estándar pequeño			X	X	X							
Estándar grande						X	X	X				
Estándar XL									X	X	X	X
Asiento variable			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X = combinable												

INCOMPATIBILIDADES E INDICACIONES

Asiento/Respaldo:

Por favor tenga en cuenta la tabla de alturas de asiento

Indicaciones sin cojín de asiento con inclinación de rueda de 0°

La altura de respaldo del asiento Jr. es de 47 cm.

La altura del resto de respaldos estándar es de 55 cm.

Los asientos Recaro admiten una longitud de pantorrilla máxima de 49 cm.

Los respaldos con contorno tienen una reducción de aprox. 2 cm.

El refuerzo lateral solo es posible con el respaldo con contorno profundo.

La inclinación de asiento de -3° no es posible con tracción delantera ni con la combinación tracción trasera y asiento variable.

La inclinación de asiento en toda la gama Recaro solo puede ser de 0°.

La inclinación de asiento con basculación solo puede ser de 0°.

La altura de asiento equivale a LP + 3cm.

La altura de asiento con basculación y/o elevación de asiento es de 47cm.

La altura de asiento de 53, 55 y 57 cm no es combinable con tracción delantera.

Los cinturones de dos puntos y las cinchas de sujeción no son compatibles con asientos Recaro.

Los arneses no son compatibles con asientos Recaro.

Reposapiés:

El reposapiés elevable mecánico no está disponible en la combinación de asiento estándar o variable con LP < 21 cm.

El reposapiés elevable eléctrico no está disponible en la combinación de asiento estándar o variable con LP < 21 cm.

El reposapiés elevable eléctrico no está disponible en la combinación de tracción trasera, chasis t.2, asiento pequeño y altura de asiento de 43cm.

Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento estándar con LP < 25 cm.

Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento variable con LP < 24 cm.

Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento Recaro con LP < 18 cm.

Las paletas individuales de aluminio no son combinables con reposapiés elevable mecánico ni eléctrico individualmente.

Baterías y cargador:

Las baterías de Gel, de AGM de 63Ah y 75 Ah no son combinables con el chasis talla 1.

El cargador de 8A solo es combinable con las baterías de AGM de 53 Ah.

La clavija externa magnética solo es combinable con el cargador de 8A.

La fuente de alimentación externa izquierda no es combinable con la fuente de alimentación externa derecha.

Chasis:

El guardabarros para las ruedas de accionamiento viene de serie con tracción delantera.

El guardabarros para las ruedas de accionamiento no está disponible en la combinación de tracción trasera, asiento variable y altura de asiento 43 cm.

El bloqueo de las ruedas guía solo es combinable con guardabarros delanteros y traseros.

El antivuelco no es combinable con tracción delantera.

El kit para transporte en VTD no es combinable con asientos Recaro.

El espejo retrovisor no es combinable con la mesa de terapia.

La fuente de alimentación externa requiere elegir un conector para el lado en que se elija. Solo se permiten combinaciones entre el mismo lado.

La mesa de terapia no es combinable con el espejo retrovisor.

Joystick y electrónica:

El joystick VR2 sin funciones electrónicas no es recomendable con cargas > de 120 kgs.

El joystick VR2 sin funciones electrónicas con tracción delantera requiere guardabarros para las ruedas guía.

El joystick VR2 sin funciones electrónicas no es combinable con la iluminación completa.

El joystick VR2 con máximo dos funciones electrónicas con tracción delantera requiere guardabarros para las ruedas guía.

El módulo actuador es necesario al utilizar más de una función electrónica en TEN° 90A, o en cualquier función electrónica con TEN° 120A.

El módulo sin cables "Easywave" solo es combinable con el módulo Input/Output.

Accionamiento:

La estabilización mecánica de conducción solo es combinable con guardabarros para las ruedas guía.

La estabilización mecánica de conducción no es combinable con tracción delantera y joystick TEN°.

La estabilización eléctrica de conducción viene de serie con tracción delantera y joystick TEN°.

El accionamiento de alto rendimiento se recomienda con cargas > de 100 kgs.

El accionamiento de alto rendimiento solo es combinable con el joystick TEN° 120A.

La velocidad 10 km/h no es posible con la combinación de tracción delantera y joystick VR2.

La velocidad 14km/h no es posible con tracción delantera.

La velocidad 14km/h solo es posible con accionamiento de alto rendimiento y joystick TEN° 120A.

