

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es



Invacare® Storm®4 / Storm®4 X-plore



Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior. Baterías 73h y motores 12 km/h de serie. Guardabarros delanteros y traseros como estándar.
Nueva unidad de asiento Modulite: Asiento multiajustable con diferentes opciones:
- Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 56 cm sin intervalos
- Movimientos eléctricos (basculación, reclinación y elevación) como opción.
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción
Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.
Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla tactil 3,5" y bluetooth (opcionales).
Unidad de asiento y Recaro también disponibles. Respaldo reclina, basculación y elevación de asiento con movimiento eléctrico (opcionales). **Motores** True Track Plus hasta 13 km/h disponibles como opción. Altura de asiento reducida de 40 cm (con elevación eléctrica).
Peso máx. usuario : 150 kg
Versión exterior Storm4 X-plore con 2 suspensiones delanteras y 2 suspensiones traseras ajustables mediante palanca.
Peso máx. usuario : 150 kg

LINX

matrx

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg


Código	Descripción	P.V.P €
ATA0000	Storm4 modelo básico	NC 1233
ATA0017	Storm4 X-plore	NC 1030 (1277/1285+1240/1241/1242)
ATZ0000	Storm4 Modelo básico especial	
ATZ0017	Storm4 Especial modelo X-plore	NC 1030 (1277/1285+1240/1241/1242)
ESPECIAL		
ATZ1300	Especial	
	1 Unidad de asiento Modulite 2 Unidad de asiento Recaro	
ASIENTO		
ATA2100	1 Unidad asiento Modulite	NC 0556, 0557
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO		
ATA2110	Placa asiento fija (una sola pieza, anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	NC 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2179, 1030, 1040, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)
ATA2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE		
ATA2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143 (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705
ATA2122	Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2701, 2703, 2705
ATA2123	Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2702, 2704, 2706
ATA2124	Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143 (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706
PROFUNDIDAD ASIENTO		
ATA2132	410 mm	„NC 2144, 2181,2196, 2198; (2183/2191/2181+2113), 2192/2194+ 2184/2185 (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2134	460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
ATA2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)
COJIN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)		
ATA2141	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2152, 2153, 2154, 2155
ATA2142	Matrx Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191Kg)	69,66
ATA2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo nylon negro	NC 2136, 2121, 2124, 2155
ATA2147	Cojín Matrx Libra , 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	NC (2124+2132) , 2155
ATA2144	Cojín Matrx Vi, prof.asiento (Mesh)	NC (2124+2132) , 2155



Código		Descripción	P.V.P €
ATA2140		Sin cojín	○
SOPORTE RESPALDO (repaldo ajuste tensión / respaldos MatrX)			
ATA2161	◆	Chasis respaldo, desmontable, altura 480 mm (una sola talla ,solo ajuste manual)	◆
ATA2163		Tubos cortos (480 mm) con soportes ajust. Anchura	○
SOPORTE RESPALDO (respaldo Flex3/ respaldo ajuste tension/ respaldos MatrX)			
ATA2162		Tubos largos (540 mm)con soportes ajust. Anchura	○
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO			
AUA2107	◆	Tubos de respaldo con puños	◆
AUA2108		Tubos de respaldo sin puños	○
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO			
ATA2171	◆	Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm)	◆
ATA2179		Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	96,44
ATA2173		Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna	38,63
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)			
ATA2174		Respaldo MatrX Posture Back, altura 400 mm (Mesh)	665,86
ATA2175		Respaldo MatrX Posture Back, altura 500 mm (Mesh)	665,86
ATA2176		Respaldo MatrX Elite Back , altura 500 mm (Mesh)	665,86
ATA2177		Respaldo MatrX Elite TR , altura 500 mm [Tejido Mesh]	665,86
ATA2178		Respaldo MatrX Elite Deep, altura 500 mm [Tejido Mesh]	720,48
ATA2170		Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo)	○
COLOR TAPIZADO			
ATA2151	◆	Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143)	◆
ATA2152		Negro Dartex	○
ATA2153		LK (negro costura naranja)	○
ASA2155		Microventilado negro	○
REPOSABRAZOS			
ATA2191	◆	Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	◆
AUA2181		Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	19,29
ATA2198		Reposabrazo acolchado con protector de ropa integrado	166,89
ATA2183		Reposabrazo incurvado (25 mm por lado)	77,27
ATA2193		Reposabrazo abatible	110,37
ATA2192		Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 230-300 mm)	187,54
ATA2194		Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	187,54
ATA2190		Sin reposabrazos	○



2162/2163



2171



2173



2171

2174/2175/2176



2151

2152

2153

2154



2191

2198

1350

1432

1427



2199

2195-2196

Código	Descripción	P.V.P €
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS		
ATA2195	Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198
ATA2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC (2132+1607/1404/1405), 2198
ATA2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247
ATA2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2184	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2186	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2188	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2185	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2187	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2189	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2191/2181+1367/1437); (2132+2192/2194+1367/1437+2113), (2132+2192/2194+1367/1437), (2132+2191/2181+1367/1437+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
FIJACIÓN SOPORTE CADERA		
ATA2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)	○
ATA2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○
REPOSACABEZAS (Dartex)		
ATA1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA2323	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 150 mm / 6" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2322	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 355 mm / 14" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA2325	"Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm / 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2326	"Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 305x200 mm / 12"x8" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2327	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247



2184-2189





2164/2165

2323/
23242325/
2326

2327

Código	Descripción	P.V.P €
ATA1496	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, (2229+1288/1289)
ATA1495	Reposacabeza no Invacare - sin soporte, con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108, (2229+1288/1289)
SOPORTES LATERALES		
ATA1446	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla rígida	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194, 2179
ATA1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO		
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm	○
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm	○
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 2110, 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), (Asiento Modulite con True Track Plus + 10 mm), 2201
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 2110, 1638, 1639, 2201
BASCULACIÓN ASIENTO		
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje	○
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	2201
RECLINACIÓN RESPALDO		
ATA0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)	
ATA0977	Recliner eléctrico	NC 2161, 2201, (2121+2229+1287)
ASIENTO		
ATA1152	2 Unidad Asiento Recaro	NC Recliner respaldo, 0590, 1332, (1030+1290/1275/1483), 2253, 2128
	Estándar: ATA0370 anchura asiento 490-530 mm 360 mm anchura interior asiento/ 520 mm anchura total asiento; ATA0329 profundidad asiento 460 -510 mm; ATA0486 altura respaldo 770-830 mm con reposacabezas; ATA1355 reposacabezas	
ASIENTO		
ATA0906	◆ N-Joy, mecánico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]	◆
ATA0926	Mobility, eléctrico, tapizado ropa [profundidad asiento 130mm delante / 70mm detrás]	NC 1290, 1275, 1483, 2201
ATZ0927	Asiento Mobility (eléctrico) en combinación con True Track® Plus; tapizado tejido [profundidad asiento 130 mm delante / 70 mm detrás]	NC 1277, 1285, 2201
REPOSABRAZOS		
ATA0636	◆ Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 290 - 380 mm, desmontable	◆
ARMPADS		
ATA0647	◆ Acolchado estándar (325 mm.)	◆
ATA0649	Acolchado prolongado (375 mm.)	○
PUÑOS EMPUJE		
ATA1306	Puños empuje	150,09
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO		
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm	○
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm	○
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2201
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 1638, 1639, 2201
BASCULACIÓN ASIENTO		
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje	○
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	NC 2201
REPOSAPIÉS/ TUBOS + PALETAS		
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER		
POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS		
ATA0590	◆ Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1152, 2100
ATA0591	Posición para cojín asiento más de 70 mm. espesor	NC 2100
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
ATA0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.	◆
ATA0537	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505
ATA0538	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° izq.	NC 0505, 0522
ATA0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 0522, 1436, 2201
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ATA0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.	◆
ATA0547	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502
ATA0548	Reposapiernas elevable manual comp.erg.0° - 80° der.	NC 0502, 0522
ATA0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 0522, 1436, 2201



Código	Descripción		P.V.P €	
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, DER.				
ATA0505	◆	Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539	◆
ATA0509		Paleta ajustable en ángulo izq.		16,43
ATA0511		Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.		105,73
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, IZQ.				
ATA0502	◆	Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549	◆
ATA0506		Paleta ajustable en ángulo der.		16,43
ATA0508		Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.		105,73
PALETA MONOBLOC para pescantes individuales IZQ/DER				
ATA0522		Paleta monobloc ajustable (solo posible al pedir 0536 / 0537 y 0546 / 0547)	NC 0537, 0538, 0539, 0547, 0548, 0549, 1244	132,77
PESCANTE CENTRAL			NC 2100	
ATA0557		Pescante central, compensac. longitud, eléctrico	NC 1244, 2201	879,09
ATA0556		Pescante central, ángulo manual	NC 1244	○
ATA0501		Sin	NC 0524, 0534	○
LARGO DE PIERNA				
ATA0524		Corto 320-380 mm	NC 0501	○
ATA0534		Medio 380 - 440 mm	NC 0501	○
ACOLCHADO PANTORRILLAS				
ATA0583	◆	Con acolchado pantorrillas		◆
PALETA				
ATA0559	◆	Paleta ajustable en ángulo		◆
MANDOS			NC: 1275, 1483	
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte				
ATA2201		Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 0927, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 2270, 2219, 2245	○
ATA2203	◆	Mando LiNX DLX-REM211 = 3 perfiles de Conducción & 2 Actuadores	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2270	◆
ATA2204		Mando LiNX DLX-REM216 = 3 perfiles de Conducción, 2 Actuadores y Luces	NC 2231, 2232, 2229, 2270	67,63
ATA2205		Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC: 2220	884,34
ATA2206		Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón - Necesario pedir mando especial 2231, 2232, 2229	NC: 2220, 2270	1.352,52
PALANCA JOYSTICK REM400				
ATA2270		Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad. (consultar precio y disponibilidad)	NC 2201, 2203, 2204, 2206	224,40
SOPORTE MANDO				
ATA1207		Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208		Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213)	○
ATA1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708		Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213) (2233+2236/2214/2242)	○
ATA2227		Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1287, 2128	51,32
ATA2228		Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	51,32
ATZ2239		Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)				
ATA2209		Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404 , 1415, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2113/2241)	○
ATA2210		Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214); (2233+2236/2114/2242)	○
ATA2213		Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2113/2241)	572,22
ATA2214		Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214) (2233+2236/2114/2242)	572,22
ATZ2239		Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
DOBLE MANDO LiNX + SOPORTE				
ATA2220		Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 2201, 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204), 2128	520,20

LiNX®




REM110 REM211



REM216

REM400



2213/2214

2209/2210



REM500



2220



2219



2245

Código	Descripción		P.V.P €
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128,2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	717,88
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128,2201	760,85
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	○
ATA1221	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1287)	○
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC 2219, 2220, (2229+1286)	○
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE			
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
ATA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	936,36
ATA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	1.030,00
ATA2207	Soporte derecho	NC 1404, (1207/1707+2205); (2251+2217); (2209/2213+2206)	○
ATA2208	Soporte izquierda	NC 1405, (1208/1708+2205), (2251+2218); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	572,22
ATA2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	572,22
ASZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 & REM500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas Elan			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
ATA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas Elan)	NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179	3.017,16
ATA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha , (ASL628). (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda , (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	1.989,00
ATA1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), 2245+1222, 1405, 1339, 1363	1.989,00
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ATA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	4.625,10
ATA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	4.947,00
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
ATA2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3) - Consultar precio y disponibilidad		
ATA2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.232,70
MICRO EXTREMITY CONTROL			
ATA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control)	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2128	3.723,00
ATA2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	"NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)"	○
ATA2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	"NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)"	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	"NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)"	572,22
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	"NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)"	572,22
ATA2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	"NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)"	586,77
ATA2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	"NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)"	586,77
ATZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
OPCIONES ADICIONALES LINX			
MANDO 10 BOTONES			
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO			
ATA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		396,49



2231



2232

2229



2250





2235



2233

Código	Descripción		P.V.P €
ATA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415	○
ATA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339	○
ATA2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	○
ATA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	○
ATA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		67,63
ACCESORIOS LINX			
CONEXIÓN USB			
ATA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, 1152; (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	260,10
ATA2207	Soporte derecha		○
ATA2208	Soporte izquierda		○
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS			
ATA2300	Añadidos		○
ATZ2301	Conectados y programados (Especial)		□
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ATA1685	Rojo		104,19
ATA1686	Amarillo		104,19
ATA1687	Verde		104,19
ATA1690	Azul		104,19
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
AVA2254	AVA2254		104,19
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ATA1711	Rojo		128,59
ATA1712	Amarillo		128,59
ATA1713	Verde		128,59
ATA1714	Naranja		128,59
ATA1715	Azul		128,59
ATA1716	Negro		128,59
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados) NUEVO			
ATA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		75,00
ATA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		75,00
ATA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		75,00
ATA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A		75,00
MANDOS ACS II			
MANDO & SOPORTE			
ATA1638	REM A, sin función de kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1030, 1367, 1437, 1719	◆
ATA1639	REM B, incluye función para kit de luces (hasta 4 actuadores)	NC 1030, 1719	33,37
ATA1601	Mando estándar REM 24SD		381,27
ATA1617	Mando REM 550, con pantalla LCD	NC1609, 1719	706,49
ATA1611	REM 34 (Dolphin)	NC 1719,2198,2199	463,58
ATA1614	G90A	NC 1719	275,94
ATA1615	G91S (Mando master sin joystick, precisa un pulsador o mando remoto para conducir la silla)	NC 1707, 1708	1.789,17
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 1404	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405	○
ATA1707	Soporte abatible + ajust.altura derecho alto	NC 1404	◆
ATA1708	Soporte abatible + ajust.altura izquierdo alto	NC 1405	○
BANDEJA / MANDO CENTRAL + SOPORTE			
ATA1607	Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1366, 1719, (2132+2195)	766,13
ATA1608	Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1719	491,61
ATZ1612	Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405	723,19
ATA1289	Abatible derecha		○
ATA1288	Abatible izquierda		○
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE			
ATA1602	Mando acompañante REM 24SD	NC 1720,[con 1719 solo como especialidad], 2108, (1985+1356/1447), 2128	489,41
ATA1616	Mando acompañante G90A	NC 1720, 2108	384,07
ATA1643	Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1720,2108, (1985+1356/1447), 2128	212,99
ATA1644	Mando acompañante Tipo B (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos y kit de luces)	NC 1720,1094, 2108, (1985+1356/1447), 2128	246,38
ATA1618	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1719, 2108, (1985+1356/1447), 2128	814,63
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC (1719+1289/1287)	○



Código	Descripción		P.V.P €	
ATA1208	Soporte estándar izquierdo		NC (1719+1288/1286)	○
MANDOS ADICIONALES (para combinar con mandos Master)				
MANDO MENTÓN + SOPORTE (simple)				
ATA1719		Mando mentón con Joystick estándar (solo para Modulite)	NC 1171,2110, 1611, 1607, 1608,1612, 1614,1616,1638, 1618, 1643, 1644, 1617 [con 1602/1152 solo como especial], 2179, 2128	2.288,88
ATA1289		Abatible derecha	NC (1720+1207), (1645+1221),(1602+1207)	○
ATA1288		Abatible izquierda	NC (1720+1208), (1645+1222),(1602+1208)	○
ATA1287		Abatible eléctrico derecho	NC (1720+1207), (1645+1221),(1602+1207)	988,38
ATA1286		Abatible eléctrico izquierdo	NC (1720+1208), (1645+1222),(1602+1208)	988,38
DOBLE MANDO + SOPORTE				
ATA1720		Doble mando Compact	NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644, 2108, (1985+1356/1447), 2128	728,70
ATA1207		Soporte estándar derecho	NC (1719+1289/1287)	○
ATA1208		Soporte estándar izquierdo	NC (1719+1288/1286)	○
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE				
ATA1645		Doble mando Invacare IDC	NC 2108, (1985+1356/1447), 2128	760,85
ATA1221		Soporte derecho, desmontable	NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	○
ATA1222		Soporte izquierdo, desmontable	NC (1719+1288/1286) (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	○
MANDOS MASTER ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS				
		Para otros mandos Master ACS y componentes ACS utilice por favor la tarifa componentes ACS Mandos master ACS alternativos & mandos adicionales se montan y programan, el resto de componentes ACS solamente se adjuntan pero no se montan ni programan!		
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN				
COLOR CARENADO				
ATA0202	◆	Azul		◆
ATA0228		Negro		○
ATA0220		Champagne		○
ATA0204		Rojo cereza transparente		109,03
ATA0222		Blanco		109,03
ATA0216		Verde oliva		109,03
ATZ0299		Color especial (se precisa núm. RAL)		166,89
RUEDAS DELANTERAS				
ATA0851	◆	3.00 - 6 Gris neumáticas		◆
ATA0853		3.00 - 6 Gris neumáticas con líquido antipinchazo		48,37
ATA0855		3.00 - 6 Gris macizas		145,53
RUEDAS TRASERAS				
ATA0771	◆	3.00 - 8 Gris neumáticas		◆
ATA0773		3.00 - 8 Gris neumáticas líquido antipinchazo		48,37
ATA0799		Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas	NC 1290, 1275, 1483	145,53
ATA0798		Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas líquido antipinchazo	NC 1290, 1275, 1483	145,53
ATA0750		3.00 - 8 Gris macizas		164,46
OPCIONES				
MOTOR				
ATA1277		6 km/h		○
ATA1285		10 km/h	NC (2201+2220)	○
ATA1224	◆	Motores DuraWatt 12 km/h (4-polos)	NC (2201+2220), DX2	◆
Invacare® True Track® Plus / OPCIONES VELOCIDAD				
ATA1290		6 km/h	NC 0798, 0799, 1204, 1215, (1152+1030) LiNX	2.064,03
ATA1275		10 km/h	NC 0798, 0799, 1204, 1215, (1152+1030) LiNX	2.064,03
ATA1483		13 km/h	NC 0798, 0799, 1204, 1215, (1152+1030) LiNX	2.064,03
BATERÍA				
ATA1364	◆	70 Ah Gel		◆
SUSPENSIÓN TRASERA			NC (0017+1277/1285)	
Para Storm4, Storm4 TT Plus, Storm4 X-plore TT Plus				
ATA1240	◆	Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)		◆
ATA1241		Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)		○
ATA1242		Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)		○
SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore			NC 0000, 0062, 1290, 1275, 1483	
ATA1233	◆	Suspensión Hitec X-plore		◆
SUSPENSIÓN DELANTERA Storm4 X-plore			NC 0000	
ATA1238		Suspensión delantera (hasta 100 kg)		○
ATA1239		Suspensión delantera (para más de 100 kg)		○
G-TRAC				
ATA1215		Módulo G-Trac	NC 1290, 1275, 1483	816,00



Código	Descripción	P.V.P €
CARGADOR		
ATA1343	◆ Opticharge 8A	◆
ATA1313	Opticharge 10A	333,08
KIT DE LUCES		
ATA1367	Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	473,07
ATA1437	Kit de luces LED con intermitentes	588,81
ATA1254	◆ Sin kit de luces	◆
ANTIVUELCO		
ATA1205	◆ Anti vuelcos (versión estándar)	◆
ATA1204	Anti vuelcos abatibles	71,75
ACCESORIOS SEGURIDAD		
KIT SUBE BORDILLOS		
ATA1244	Kit sube bordillos	189,73
KIT TRANSPORTE		
ATA1493	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
ATA1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	22,25
CINTURÓN DE FIJACIÓN		
ATA1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	◆
ATA2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	88,30
ATA1332	Cinturón de 4 puntos	110,00
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)		
ATA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm)	132,60
ATA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	132,60
ATA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	102,00
ATA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	102,00
ATA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	89,76
ATA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	89,76
RETROVISOR TRASERO		
ATA1415	Derecho	33,26
ATA1339	Izquierdo	33,26
ACCESORIOS		
GANCHOS BOLSO		
ATA2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	114,44
PORTA EQUIPAJE		
ATA1394	Porta equipaje	242,83
SOPORTE PARA BASTONES		
ATA1312	Derecho	27,59
ATA1363	Izquierdo	27,59
GURADABARROS		
ATA1416	◆ Guardabarros para ruedas delanteras	◆
ATA1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras	◆
BANDEJA		



2128

Código	Descripción		P.V.P €
ATA1404	Bandeja abatible derecha	NC : 1207; 1707, 2209, 2213, 2214, 1287, 2207: 2235; 2236, 2241, 2242, 2207	272,67
ATA1405	Bandeja abatible izquierda	NC : 1208; 1708, 2210, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383, 2235; 2236, 2241, 2242, 2208	272,67
KIT DE HERRAMIENTAS			
ATA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		29,49
PRECIO TOTAL			