



# I-Explorer<sup>3</sup> / I-Explorer<sup>3</sup> plus

Movilidad Eléctrica

**APEX**  
Care for a Healthy Life

①



②



③



# I-Explorer<sup>3</sup> / I-Explorer<sup>3</sup> plus

## Movilidad Eléctrica

La I-Explorer es la silla eléctrica ultraligera de Apex. Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias sus dimensiones compactas.

Apex ofrece dos modelos de esta silla de ruedas dependiendo del tamaño de la rueda: la I-Explorer<sup>3</sup> con una rueda trasera de 10" y la I-Explorer<sup>3</sup> plus con una rueda trasera de 12".

- **Plegable:** Su plegado es instantáneo.
- **Fácil de transportar:** Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera y Robusta:** Apex ofrece 5 años de garantía en su estructura de aluminio. Gracias a su batería de litio extraíble, su peso es de 26,5 - 27,2 kg sin batería.
- **Cómoda:** Aporta una comodidad extra al usuario debido a sus horquillas de aluminio que presentan una suspensión interna real contra las vibraciones del pavimento. El hueco útil entre los apoyabrazos es de 48,5 cm. Además cuenta con un cojín anatómico y visco elástico.

## Elementos destacados:



## Accesorios:



Reposapiés elevable



Linterna



Soporte teléfono



Soporte tablet



Maleta de viaje



Sujeta vasos



Soporte mando acompañante



Luz delantera y trasera

Descripción de producto	Referencia
I-Explorer <sup>3</sup>	0401064
I-Explorer <sup>3</sup> plus	0401065
Descripción de accesorios	
Reposapiés elevable para I-Explorer <sup>3</sup> e I-Explorer <sup>3</sup> plus	04060472
Linterna	04060473
Soporte teléfono	04060475
Soporte tablet	04060474
Sujeta vasos	04060477
Maleta de viaje para I-Explorer <sup>3</sup>	04060478
Soporte para mando de acompañante	04060584
Luz delantera	04060727
Luz trasera	04060728
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	62 x 35 x 77 cm / 62 x 40 x 78 cm
Peso total de la caja	34 kg / 37,4 kg
Garantía	
Bastidor	5 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año



**APEX**  
Care for a Healthy Life

APEX MEDICAL, S.L.  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
Fax: 94.470.64.09  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com

Especificaciones técnicas	I-Explorer <sup>3</sup>	I-Explorer <sup>3</sup> plus
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	101 x 62 x 96 cm	107 x 62 x 94 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	35 x 62 x 77 cm	40 x 62 x 78 cm
Medidas del asiento (ancho x largo)	38 x 42 cm	44 x 42 cm
Altura del suelo al asiento	49 cm	47,5 cm
Peso máximo soportado	115 kg	150 kg
Peso con baterías	29 kg	29,6 kg
Peso sin baterías	26,5 kg	27,2 kg
Velocidad máxima	6 km/h	6 km/h
Pendiente máxima	12°	12°
Radio de giro	90 cm	96 cm
Tipo de motor	Motor C.C. sin escobillas. Potencia 250W	Motor C.C. sin escobillas. Potencia 250W
Ruedas delanteras	7". Macizas	7". Macizas
Ruedas traseras	10". Macizas	12". Macizas
Baterías	10Ah/24V	10Ah/24V
Certificados	CE. Fabricados según estándares ISO7176 y FDA	

