



I-Explorer

Movilidad Eléctrica

①



②



③



I-Explorer

Movilidad Eléctrica

La I-Explorer es la silla eléctrica ultraligera de Apex. Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias sus dimensiones compactas.

Apex ofrece dos modelos de esta silla de ruedas dependiendo de la anchura de asiento: la I-Explorer² con un asiento de 38 x 42 cm y la I-Explorer XL² con un asiento de 41 x 45 cm.

- **Plegable:** Su plegado es instantáneo.
- **Fácil de transportar:** Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez plegada.
- **Ligera y Robusta:** Gracias a su batería de litio extraíble, su peso es de 26,5 - 29 kg sin batería. Apex ofrece 2 años de garantía en su chasis de aluminio.
- **Cómoda:** Aporta una comodidad extra al usuario debido a sus apoyabrazos y a su cojín anatómico y visco elástico.

Elementos destacados:



Accesorios:



Reposapiés elevable



Linterna



Soporte teléfono



Soporte tablet



Maleta de viaje



Sujeta vasos



Soporte mando acompañante

Descripción de producto	Referencia
I-Explorer ²	0401062
I-Explorer XL ²	0401063
Descripción de accesorios	
Reposapiés elevable para I-Explorer ²	04060472
Reposapiés elevable para I-Explorer XL ²	04060627
Linterna	04060473
Soporte teléfono	04060475
Soporte tablet	04060474
Sujeta vasos	04060477
Maleta de viaje	04060478
Soporte para mando de acompañante	04060584

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	70 x 40 x 90 cm
Peso total de la caja	37,4 kg

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

Especificaciones técnicas	I-Explorer ²	I-Explorer XL ²
Dimensiones desplegada (largo x ancho x alto)	101 x 66 x 96 cm	105 x 69 x 99 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	35 x 66 x 77 cm	44 x 69 x 84 cm
Medidas del asiento (ancho x largo)	38 x 42 cm	41 x 45 cm
Altura del suelo al asiento	49,5 cm	51 cm
Peso máximo soportado	115 kg	150 kg
Peso con baterías	29 kg	33 kg
Peso sin baterías	26,5 kg	29 kg
Velocidad máxima	6 km/h	6 km/h
Pendiente máxima	12°	12°
Radio de giro	90 cm	100 cm
Tipo de motor	Motor C.C. sin escobillas. Potencia 250W	Motor C.C. sin escobillas. Potencia 250W
Ruedas delanteras	7". Macizas	8". Neumáticas
Ruedas traseras	10". Macizas	12". Neumáticas
Baterías	2 baterías de 10Ah (12V + 12V) conectadas en serie	2 baterías de (20Ah + 20Ah) 24V conectadas en paralelo



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com